



ReVit™



- EN INSTRUCTIONS FOR USE
- DE BEDIENUNGSANLEITUNG
- BG ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
- HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
- RO INSTRUȚIUNI DE UTILIZARE
- CS POKYNY K POUŽITÍ
- SL BRUKSANVISNING
- PL INSTRUKCJA UŻYCIA

Home Skinovations Ltd. reserves the right to make changes to its products or specifications to improve performance, reliability, or manufacturability. Information furnished by Home Skinovations Ltd. is believed to be accurate and reliable at the time of publication. However, Home Skinovations Ltd. assumes no responsibility for its use. No license is granted by its implication or otherwise under any patent or patent rights of Home Skinovations Ltd.

No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, for any purpose, without the express written permission of Home Skinovations Ltd.
Data is subject to change without notification.

Home Skinovations Ltd. has patents and pending patent applications, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights covering subject matter in this document. The furnishing of this document does not give you any license to these patents, trademarks, copyrights, or other intellectual property rights except as expressly provided in any written agreement from Home Skinovations Ltd.

Specifications are subject to change without notice.

Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL info@silkn.com
www.silkn.eu, www.silkn.com

Table of Contents

1. What is Revit™?	2
2. Revit™ Device Description	3
3. Revit™ Package Contents	3
4. Revit™ Intended Use	4
5. Safety with Revit™	4
5.1 When to Consult Your Personal Physician Before Using Revit™ ?	4
6. Precautions - How to Use Revit™ Safely	5
6.1 Avoid Complications After Using Revit™	5
7. Reducing the Risk of Injury	5
8. How to Use Revit™	6
8.1 Revit™ Setup	6
8.2 Treating With Revit™ for the First Time	6
9. What to Expect When Treating with Revit™	7
10. After Treating with Revit™	8
11. Revit™ Maintenance	8
11.1. Cleaning Revit™	8
11.2. Replacing the Tip	8
11.3. Replacing the Filter	9
12. Troubleshooting	9
13. Customer Service	10
14. Specifications	10
15. Labeling	80

Before using Revit™ for the first time, please read this User Manual in its entirety. Pay particular attention to procedures for using and operating the device and after-use procedures.

Please read all warnings and safety precautions before use, and strictly follow them when using Revit™. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understanding the hazards involved.



Children must not play with the appliance.



Cleaning and user maintenance may not be carried out by children without supervision.

1. What is Revit™?

Revit™ is a dual-action therapy device, combining Dermabrasion Tip exfoliation and vacuum stimulation, designed for home use.

Dermabrasion Tip exfoliation


- Gentle, non-abrasive exfoliation to allow for smoother, fresher skin

Vacuum stimulation

- Helps stimulate for smoother, more youthful looking skin
- Helps improve skin tone, texture and elasticity
- Helps reduce the appearance of age spots
- Helps reduce the appearance of lines around the eyes
- Smoother looking skin

2. Revit™ device description

The Revit™ dermabrasion device has 3 FILING TIPS (A) connected to a RUBBERIZED GRIP (B) with a REPLACABLE FILTER (C), installed on the FRONT COVER CONE (D), AIR VENTS (E) located on the FRONT COVER (F) and an ON BUTTON (G) which is also the Suction Intensity Regulator found on the REAR COVER (H). The AC adaptor cord connects to the bottom of the device



3. Package contents

Upon opening the Revit™ package, you will find the following parts:

- Revit™ dermabrasion device
- Two additional Filing Tips for varied use
- A pack of filter refills
- AC cord Adaptor
- This User Manual


Revit™ Intended Use

The Revit™ device is an over the counter device intended for the exfoliation of the upper layers of the skin, for a fresher skin appearance. The Revit™ was also designed to stimulate the skin and enhance the production of collagen, in order to reduce the appearance of fine lines and wrinkles.

4. Revit™ Intended Use

The Revit™ is an over the counter device intended for the exfoliation of the upper layers of the skin, for a fresher appearance. It is intended for the treatment of:

- Aging skin of body face and neck
- Fine facial lines
- Lines around the eyes
- Skin discoloration
- Dark spots and scarring
- Dull and sun damaged skin



5. Safety with Revit™

5.1 When to consult your personal physician before using Revit™?

Certain conditions may prevent the use of Revit™ temporarily, or may require medical consultation.

Please check if the if any of the following currently apply to you:

- Undiagnosed lesions
- Recent herpes outbreak
- Warts
- Sunburn
- Active Rosacea
- Unstable diabetes mellitus
- Disorders of the auto-immune system
- Skin cancer
- Vascular lesions
- Usage of oral blood thinners (anti-coagulants)

6. Precautions – How to use Revit™ Safely

It is advised that you start treatment using the finest tip set to Partial Suction Mode on a small skin area. If you see no adverse reaction, you can start treatment on full areas but still with the finest tip set on Partial Suction Mode. If your skin does not show any adverse signs, you can start treating with all other tips on Full Suction Mode.

6.1 Avoid complications after using Revit™!

- Try not to expose recently treated areas of skin to direct sunlight!
- To protect recently treated skin when exposed to sunlight, be sure to thoroughly apply sunscreen SPF 30 or higher.
- Make sure that the skin is clean and dry before using Revit™.
- Do not use Revit™ on nipples and genitals (male or female).
- Do not use Revit™ for any purpose other than skin exfoliation.
- Keep this device out of the reach of children. Do not use Revit™ on children or allow children to use it.

7. Reducing the risk of injury

As with any electrical device, certain precautions must be taken in order to ensure your safety when using Revit™. Revit™ is an electrical device. As such it should always be kept away from water and never be used when damp or wet.



Do not reach for Revit™ if it has fallen into water. Unplug it immediately!



Do not attempt to open or repair your Revit™ device!

Trying to open Revit™ may also damage the device and will void your warranty. Disassemble the device only when changing a filter! (for instructions on how to change the filter refer to section 11.3)

- Revit™ should never be left unattended when plugged into an outlet.
- Do not operate Revit™ if it has a damaged cord or plug and keep the power cord away from heated surfaces.
- Do not use Revit™ if you see or smell smoke when it is in use.
- Do not use Revit™ if any or all vents in its GRIP are blocked.
- Do not use Revit™ if any of its part are cracked, broken, or coming apart
- Unplug Revit™ before cleaning.
- Do not use Revit™ with any attachments or accessories not recommended by Home Skinovations Ltd.
- Revit™ must be operated only with its designated adaptor
- Do not insert foreign objects into the Revit™ device!

8. How To Use Revit™

8.1 Revit™ Setup

- Remove the Revit™ exfoliation device, and other components from box.
- Choose the Filing Tip you require: Coarse - for heavy duty exfoliating, Medium – for a gentler treatment, or Fine for delicate finishing. For further instructions on how to replace the TIP please refer to section 11.2

Note: it is highly recommended to start treatment with the Fine grained tip!

- Plug the power cord into the Revit™ Device socket.
- Plug the other end of the power cord into an electrical outlet.

Your Revit™ is now ready to start.

8.2 Treating with Revit™ for the first time


The skin should be clean, dry and free of any powders, antiperspirants or deodorants.

1. Give the ON BUTTON one short press. The device is now on Partial Suction Mode and is ready for use.
2. Hold the device firmly from its GRIP area, making sure your hand does not block the AIR VENTS.
3. If you wish to increase the suction intensity level, press once on the ON BUTTON to increase the level from Partial to Full Suction Mode.
4. Apply the FILING TIP to the skin, making sure the skin is spread evenly and smoothly and the TIP is in full contact with the skin.

Covering skin areas

■ Neck area

We recommend you start with the lower suction intensity and increasing after a few uses, depending on your comfort level and skin sensitivity. Using smooth, downwards strokes, work the neck area



■ Forehead, cheeks and chin

We recommend you start with the lower suction intensity and increasing after a few uses, depending on your comfort level and skin sensitivity. Firmly stroke from the center outwards, towards the hairline. Continue down towards the face border



■ Eye and Nose areas

We recommend you start with the lower suction intensity and increasing after a few uses, depending on your comfort level and skin sensitivity. In the area of the eyebrows use short and upwards strokes carefully avoiding the sensitive eyelids. Continue to the nose area, use straight downwards strokes following the curve of the nose and the line of the cheekbone.



9. What to expect when treating with Revit™?

During a Revit™ treatment it is normal to experience and feel:

- **A soft suction noise** - the suction pump emits a low humming sound. This is normal.
- **Some mild red or pink color** - During and just after your Revit™ session it is not uncommon to see some very mild, pink-like color of the skin. However if you see full redness of the skin, give your skin a rest for 48 hours and let it recover comfortably. If the skin continues to display signs of hypersensitivity after 48 hours, stop use of Revit™ immediately.

10. After treating with Revit™

- When a Revit™ session has been completed, turn Revit™ off by giving the ON BUTTON one quick press if you are on Full Suction Mode, or two quick presses if you are treating on Partial Suction Mode
- Unplug the power cord from the electrical outlet.
- It is recommended that you inspect the REPLACABLE FILTER every few treatments for skin fallout blockage. It is also important that you clean the FILING TIP periodically.
- After cleaning, it is recommended you store your Revit™ device in its original box, and keep it away from water

11. Revit™ Maintenance

11.1 Cleaning Revit™

- It is recommended that you clean your Revit™ device, and especially the FILING TIP.
- Unplug Revit™ before cleaning.
- Use a dry, clean cloth to gently wipe the Revit™ outer shell.
- In order to clean inside the TIP, separate it from the device by holding the GRIP and carefully detaching it from the FRONT COVER CONE. The TIP is now ready for cleaning.
- The FILING TIP can be cleaned with warm water and mild soap, using a soft brush. Dry thoroughly.
- Reattach the TIP by pushing the GRIP back gently onto the FRONT COVER CONE until they are seamlessly aligned

11.2 Replacing the Tip

If you wish to treat your skin with a finer or coarser tip than the one currently in use, you can replace it by following these simple instructions:

- Separate current Tip from the device by holding its GRIP and carefully detaching it from the FRONT COVER CONE.
- Attach the TIP you chose by pushing its GRIP back gently onto the FRONT COVER CONE until they are seamlessly aligned.

You are now ready to use the device with the tip of your choice

11.3 Replacing the filter

- In order to replace the filter, hold the GRIP carefully detaching it from the FRONT COVER CONE. Remove the Filter gently from its place inside the FRONT COVER CONE and dispose of it. Take a new one from the pack and place it carefully inside the CONE.
- Reattach the TIP by pushing the GRIP back gently onto the FRONT COVER CONE until they are seamlessly aligned
- Never immerse Revit™ or any of its parts in water!
- This device is to be orderly disposed of when reaching End of Life stage. In this way the device's valuable materials are recycled and the environmental burden avoided.
- Deliver your old equipment to the nearest electronic waste collection point for safe and efficient disposal.

12. Troubleshooting

“My Revit™ does not start.”

- Make sure the power cord is properly connected to the Revit™ device.
- Make sure the power cord is plugged into an electrical outlet on the wall.

“The suction is weak”

- Make sure you have good contact with the skin and that the treatment surface is evenly and firmly pressed to the skin.
- Make sure you are on FULL SUCTION mode. To check this, give the ON BUTTON a quick press. If suction increases, you were working on PARTIAL SUCTION mode.
- Make sure your fingers are not blocking the AIR VENTS. Without air going into the system, the suction becomes slow and inefficient.
- Make sure the REPLACABLE FILTER is positioned correctly inside the FRONT COVER CONE.
- Make sure the REPLACABLE FILTER is not clogged by skin particles fallout. If this is the case, replace the filter with a new one as explained in section 11.3

13. Customer Service

For more information about Silk'n™ products please enter your local Silk'n™ website, www.silkn.eu or www.silkn.com.

If your device is broken, damaged, in need of repair, or for any other user assistance, please contact your local Silk'n™ Customer Service:

For USA and Canada customers: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com

For customers in other countries: info@silkn.com

14. Specifications

Tip head size		Diameter 14 mm
Technology		Air vacuum Filing head
Power		12V DC 0.2A
Operation and Safety		see manual instructions
Classified standard		IEC 60601-2-57:2011
Risk Group		Exempt
Package size		Height 9 inch, Width 9 inch, Depth 5.2 inch 180x180x100mm
System weight		110 gr.
Temperature	Operating	10°C to 35°C
	Storage	-40 to +70°C
Relative Humidity	Operating	30 to 75% RH
	Storage	10 to 90% RH
Adaptor		Model: KSA24A1200150HU
Rated		100-240V; 50-60Hz; 0.5A

Copyright © 2013 Home Skinovations Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Druckdatum: Februar 2014

Home Skinovations Ltd. behält sich das Recht auf Änderungen am Produkt oder an den Produktspezifikationen zur Verbesserung der Leistung, der Zuverlässigkeit oder der Herstellbarkeit vor. Die von Home Skinovations Ltd. gegebenen Informationen werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als präzise und zuverlässig erachtet. Home Skinovations Ltd. übernimmt diesbezüglich jedoch keine Haftung. Eine Lizenz wird weder implizit noch auf andere Weise gemäß jedweden Patenten oder Patentrechten von Home Skinovations Ltd. erteilt.

Dieses Dokument darf zu keinem Teil in jedweder Form, elektronisch oder mechanisch für irgendeinen Zweck ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Home Skinovations Ltd. vervielfältigt oder übermittelt werden.

Die Änderungen von Daten ohne Ankündigung ist vorbehalten.

Home Skinovations Ltd. besitzt Patente oder hat Anwendungen zum Patent angemeldet, besitzt Warenzeichen, Copyright- oder andere Urheberrechte bezüglich des Inhalts dieses Dokuments. Durch die Lieferung dieses Dokuments wird Ihnen keine Lizenz für diese Patente, Warenzeichen, Copyright- oder andere Urheberrechte erteilt, wenn nicht von Home Skinovations Ltd. ausdrücklich durch eine schriftliche Genehmigung eingeräumt.

Spezifikationen sind ohne Ankündigung je nach Änderung vorbehalten.

Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL info@silkn.com www.silkn.eu, www.silkn.com

Inhaltsverzeichnis

1. Was ist Revit™ ?	12
2. Beschreibung des Revit-Geräts	13
3. Inhalt der Verpackung des Revit™	13
4. Verwendungszweck von Revit™	14
5. Die Sicherheit von Revit™	14
5.1 In welchem Fall sollten Sie vor der Anwendung von Revit™ Ihren Hausarzt zu Rate ziehen?	14
6. Vorsichtsmaßnahmen - So wenden Sie Revit™ sicher an	15
6.1 So vermeiden Sie Komplikationen nach der Anwendung von Revit™	15
7. Reduzierung der Verletzungsgefahr	15
8. So wenden Sie Revit™ an	16
8.1 Einrichtung von Revit™	16
8.2 Erstbehandlung mit Revit™	16
9. Welche Ergebnisse können Sie von einer Behandlung mit Revit™ erwarten	17
10. Nach der Behandlung mit Revit™	18
11. Wartung des Revit™	18
11.1 Reinigung des Revit™	18
11.2 Austausch der Spitze	18
11.3 Austausch des Filters	19
12. Fehlerbehebung	19
13. Kundendienst	20
14. Spezifikationen	20
15. Kennzeichnung	80

Bitte lesen Sie vor der ersten Anwendung des Revit™ das gesamte Benutzerhandbuch durch. Bitte beachten Sie insbesondere die für die Anwendung und zum Betrieb des Geräts beschriebenen Schritte sowie die nach der Anwendung erforderlichen Schritte.

Bitte lesen Sie sich sämtliche Warn- und Sicherheitshinweise vor der Anwendung durch und befolgen Sie diese bei der Anwendung Revit™ strikt

Dieses Gerät kann von Kindern über 8 Jahren und von Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Behinderungen oder Personen mit mangelnder Erfahrung mit mangelndem Wissen angewendet werden, wenn sie entsprechend beaufsichtigt oder in der sicheren Anwendung des Geräts geschult worden sind und die möglichen hierdurch entstehenden Gefahren verstehen.



Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen.



Die Reinigung und Wartung des Geräts durch den Benutzer darf von Kindern ohne entsprechende Aufsicht nicht durchgeführt werden.

1. Was ist Revit™?

Revit™ ist Behandlungsgerät mit doppelter Wirkung, das eine Exfoliation (Peeling) mit der Dermabrasion-Spitze und eine Vakuumstimulation miteinander verbindet und für die heimische Anwendung konzipiert ist.

Exfoliation (Peeling) mit der Dermabrasion-Spitze


- Eine sanfte, nicht aggressive Exfoliation (Peeling) für eine glattere, jüngere Haut

Vakuumstimulation

- Stimuliert für eine glattere, jünger aussehende Haut
- Verbessert den Hautton, die Hautstruktur und die Elastizität der Haut
- Verringert Altersflecken
- Mindert Hautfältchen um die Augen
- Glatter aussehende Haut

2. Beschreibung des Revit™ - Geräts

Das Revit-Dermabrasions-Gerät verfügt über 3 FEILENSPITZEN (A), die an einem GUMMIERTEN GRIFF (B) angebracht sind, der einem AUSTAUSCHFILTER (C) aufweist, der am KEGELFÖRMIGEN ENDE der VORDERSEITE (D) montiert ist. An der VORDERSEITE (F) befinden sich darüber hinaus BELÜFTUNGSÖFFNUNGEN (E). Auf der RÜCKSEITE (H) ist die EINSCHALTSTASTE (G), die auch zur Regulierung der Saugintensität dient. Das Wechselstromadapterkabel wird an der Unterseite des Geräts angeschlossen



Deutsch

3. Verpackungsinhalt

Beim Öffnen der Verpackung des Revit™ werden Sie die folgenden Teile vorfinden:

- Das Revit™-Dermabrasions-Gerät
- Zwei zusätzliche Feilenspitzen für verschiedene Anwendungen
- Ein Paket Nachfüllfilter
- Ein Wechselstromadapterkabel
- Dieses Benutzerhandbuch


Verwendungszweck von Revit™

Das Revit-Gerät ist ein im Handel frei erhältliches Gerät zur Exfoliation (Peeling) der oberen Hautschichten für ein jüngeres Erscheinungsbild der Haut. Das Revit™ dient darüber hinaus zur Stimulierung der Haut und zur Steigerung der Collagenproduktion zur Reduzierung von Fältchen und Falten.

4. Verwendungszweck von Revit™

Das Revit™ ist ein im Handel frei erhältliches Gerät zur Exfoliation (Peeling) der oberen Hautschichten für ein jüngeres Erscheinungsbild der Haut. Es dient zur Behandlung von:

- Hautalterung von Gesicht und Hals
- Fältchen
- Augenfältchen
- Hautverfärbungen
- Dunklen Flecken oder Narben
- Stumpfer und sonnenstrahlengeschädigter Haut



5. Die Sicherheit von Revit™

5.1 In welchem Fall sollten Sie vor der Anwendung von Revit™ Ihren Hausarzt zu Rate ziehen?

Bei einigen Krankheiten und Beschwerden darf Revit™ zeitweise nicht angewendet werden. Auch muss hier ein Arzt zur Rate gezogen werden. Bitte prüfen Sie zunächst, ob Sie derzeit unter einer der nachstehenden Krankheiten bzw. unter folgenden Beschwerden leiden:

- Nicht diagnostizierte Verletzungen (Läsionen)
- Akute Herpesinfektion
- Warzen
- Sonnenbrand
- Akute Rosazea
- Schwankendes Diabetes mellitus
- Störungen des Autoimmunsystems
- Hautkrebs
- Gefäßverletzungen (Gefäßläsionen)
- Einnahme von oralen Blutverdünnern (Gerinnungshemmer)

6. Vorsichtsmaßnahmen - So wenden Sie Revit™ sicher an

Es wird empfohlen, mit der Behandlung zunächst mit der feinsten Spitze in der Einstellung "Teilweiser Saugmodus" bei einer kleinen Hautregion zu beginnen. Wenn Sie keine Nebenwirkungen feststellen, können Sie mit der Behandlung sämtlicher Regionen beginnen, jedoch stets mit der feinsten Spitze in der Einstellung "Teilweises Saugen". Wenn Ihre Haut keine Nebenwirkungen zeigt, können Sie mit der Behandlung mit sämtlichen anderen Spitzen im Modus "Komplettes Saugen" beginnen.

6.1 So vermeiden Sie Komplikationen nach der Anwendung von Revit™!

- Versuchen Sie vor Kurzem behandelte Hautregionen vor direktem Sonnenlicht zu schützen!
- Zum Schutz von vor Kurzem behandelter Haut vor Sonnenlicht sollten Sie eine Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor SPF 30 oder höher auftragen.
- Stellen Sie sicher, dass die Haut vor der Anwendung von Revit™ sauber und trocken ist.
- Wenden Sie Revit™ nicht auf Brustwarzen oder Genitalien an (männlich oder weiblich).
- Verwenden Sie Revit™ nicht für andere Zwecke als dem der Exfoliation (Hautpeeling).
- Das Gerät ist außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren. Wenden Sie Revit™ nicht bei Kindern an und gestatten Sie Kindern die Anwendung nicht.

7. Reduzierung der Verletzungsgefahr

Wie bei jedem elektrischen Gerät müssen auch bei Revit™ bestimmte Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten. Das Revit™ ist ein elektrisches Gerät. Als solches sollte es stets von Wasser ferngehalten werden und nie feucht oder nass eingesetzt werden.



Greifen Sie nicht nach dem Revit™, wenn es ins Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Netzstecker!



Versuchen Sie nicht, Ihr Revit™-Gerät eigenmächtig zu öffnen oder zu reparieren.

Durch den Versuch, das Revit™ zu öffnen, könnte das Gerät beschädigt werden. Des Weiteren verlieren Sie hierdurch Ihren Garantieanspruch. Nehmen Sie das Gerät nur für den Austausch eines Filters auseinander! (für eine Anleitung für den Filteraustausch siehe Abschnitt 11.3)

- Das Revit™ sollte nie unbeaufsichtigt bleiben, wenn es an die Netzsteckdose angeschlossen ist.
- Nehmen Sie Revit™ nie in Betrieb, wenn das Kabel oder der Stecker beschädigt ist, und halten Sie das Netzkabel von aufgeheizten Oberflächen fern.
- Verwenden Sie Revit™ nicht, wenn Sie bei Betrieb des Geräts Rauch sehen oder riechen.
- Verwenden Sie Revit™ nicht, wenn ein oder sämtliche Belüftungsöffnungen am GRIFF verstopft sind.
- Verwenden Sie Revit™ nicht, wenn ein Teil abgebrochen, defekt oder lose ist.
- Trennen Sie das Revit™ vor der Reinigung von der Netzstromversorgung.
- Verwenden Sie das Revit™ nicht mit Zusatzgeräten oder Zubehörteilen, die nicht von Home Skinovations Ltd empfohlen sind.
- Das Revit™ ist ausschließlich mit seinem speziellen Adapter zu betreiben.
- Setzen Sie keine Fremdkörper in das Revit™-Gerät ein!

8. So wenden Sie Revit™ an

8.1 Einrichtung von Revit™

- Entnehmen Sie das Revit™-Exfoliations-Gerät und die anderen Komponenten aus der Schachtel.
- Wählen Sie die gewünschte Feilen-Spitze: Grob - für ein grobes Peeling, Mittel – für eine sanftere Behandlung oder Fein für eine feine Schlussbehandlung. Für eine Anleitung für den Austausch der SPITZE siehe Abschnitt 11.2

Hinweis: Es wird dringend empfohlen, die Behandlung zunächst mit der feinkörnigen Spitze zu beginnen!

- Schließen Sie das Netzkabel in die Buchse des Revit™ -Geräts an.
 - Stecken Sie das andere Ende des Netzkabels in eine Netzsteckdose.
- Ihr Revit™ ist jetzt einsatzbereit.

8.2 Erstbehandlung mit Revit™


Die Haut sollte sauber, trocken und frei von Puder, Antiperspirantien oder Deodorants sein.

1. Drücken Sie einmal kurz auf die EINSCHALTASTE. Das Gerät befindet sich nun im Modus "Teilweise Saugen" und ist einsatzbereit.
2. Halten Sie das Gerät an seinem GRIFF gut fest und stellen Sie dabei sicher, dass Ihre Hand die BELÜFTUNGSÖFFNUNGEN nicht abdeckt.
3. Wenn Sie die Saugstärke steigern möchten, betätigen Sie bitte einmal die EINSCHALTASTE. So wechseln Sie vom Modus "Teilweise Saugen" in den Modus "Komplettes Saugen".
4. Wenden Sie die FEILEN-SPITZE auf der Haut an, wobei Sie darauf achten müssen, dass die Haut gleichmäßig und glatt ist, und die SPITZE ganz auf der Haut aufliegt.

Das Behandeln von Hautoberflächen

■ Halsbereich

Wir empfehlen, dass Sie hier zunächst mit geringerer Saugstärke beginnen und die Intensität nach einigen Anwendungen steigern, je nach dem, wie es Ihnen angenehm, und wie empfindlich Ihre Haut ist. Wenden Sie das Gerät auf dem gesamten Bereich des Halses mit sanften Abwärtsbewegungen an.




■ Stirn, Wangen und Kinn

Wir empfehlen, dass Sie hier zunächst mit geringerer Saugstärke beginnen und die Intensität nach einigen Anwendungen steigern, je nach dem, wie es Ihnen angenehm, und wie empfindlich Ihre Haut ist. Wenden Sie das Gerät auf dem gesamten Bereich mit sanften Bewegungen von der Mitte zum Haaransatz an. Setzen Sie diese Bewegungen nach unten zum Kinn hin fort.



■ Bereich der Augen und der Nase

Wir empfehlen, dass Sie hier zunächst mit geringerer Saugstärke beginnen und die Intensität nach einigen Anwendungen steigern, je nach dem, wie es Ihnen angenehm, und wie empfindlich Ihre Haut ist. Wenden Sie das Gerät im Bereich der Augenbrauen mit kurzen Aufwärtsbewegungen an, wobei Sie unbedingt darauf achten müssen, die empfindlichen Augenlider auszusparsen. Setzen Sie die Bewegungen im Bereich der Nase fort, indem Sie der Biegung der Nase und der Linie des Jochbeins mit geraden Abwärtsbewegungen folgen.



9. Welche Ergebnisse können Sie von einer Behandlung mit Revit™ erwarten?

Folgende Empfindungen/Wahrnehmungen und Wirkungen während einer Revit™-Behandlung sind normal:

- **Ein leichtes Sauggeräusch** - die Saugpumpe verursacht ein leises Brummen. Dies ist normal.
- **Eine leichte Rötung oder Rosafärbung der Haut** – Während oder direkt nach Ihrer Sitzung mit Revit™ ist es nicht ungewöhnlich, wenn Sie eine sehr leichte, rosa Verfärbung der Haut feststellen. Sollten Sie jedoch eine vollständige Rötung der Haut feststellen, pausieren Sie bitte 48 Stunden mit der Anwendung und lassen Sie Ihre Haut sich erholen. Sollte Ihre Haut nach 48 Stunden Anzeichen einer Überempfindlichkeitsreaktion zeigen, brechen Sie die Behandlung mit Revit™ sofort ab.

10. Nach der Behandlung mit Revit™

- Nach Abschluss einer Revit™-Sitzung schalten Sie das Revit™ im Modus "Komplettes Saugen" durch kurzes, einmaliges Betätigen der EINSCHALT TASTE aus, im Modus "Teilweises Saugen" durch zweimaliges kurzes Betätigen derselben Taste aus.
- Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose heraus.
- Es wird empfohlen, den AUSTAUSCHBAREN FILTER stets nach einigen Behandlungen auf mögliche Verstopfungen durch Hautpartikel zu prüfen. Darüber hinaus ist es wichtig, dass Sie die FEILEN-SPITZE regelmäßig reinigen.
- Nach dem Reinigen wird empfohlen, dass Sie Ihr Revit™-Gerät in seiner Originalschachtel aufbewahren, und dass Sie es von Wasser fern halten.

11. Wartung des Revit™

11.1 Reinigung des Revit™

- Eine Reinigung Ihres Revit™-Geräts und insbesondere der FEILEN-SPITZE wird empfohlen.
- Trennen Sie das Revit™ vor der Reinigung von der Netzstromversorgung.
- Wischen Sie das Außengehäuse des Revit™ vorsichtig mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.
- Zur Reinigung des Inneren der SPITZE ziehen Sie diese vom Gerät ab, indem Sie dieses am GRIFF festhalten und die SPITZE vorsichtig von dem KEGELFÖRMIGEN ENDE an der VORDERSEITE abziehen. Die SPITZE kann nun gereinigt werden.
- Die FEILEN-SPITZE kann mit warmen Wasser und milder Seife mit einer weichen Bürste gereinigt werden. Gründlich trocknen lassen.
- Setzen Sie die SPITZE wieder ein, indem Sie den GRIFF wieder vorsichtig auf das KEGELFÖRMIGE ENDE an der VORDERSEITE schieben, bis diese nahtlos aneinandergefügt sind.

11.2 Austausch der Spitze

Wenn Sie Ihre Haut mit einer feineren oder gröberen als der aktuell verwendeten Spitze behandeln möchten, können Sie diese ganz einfach wie in der nachstehenden einfachen Anleitung beschrieben austauschen:

- Lösen Sie die aktuell verwendete Spitze vom Gerät, indem Sie diesen am GRIFF festhalten und diesen vorsichtig vom KEGELFÖRMIGEN ENDE an der VORDERSEITE lösen.
- Befestigen Sie die SPITZE indem Sie den GRIFF wieder vorsichtig auf das KEGELFÖRMIGE ENDE an der VORDERSEITE schieben, bis diese nahtlos aneinandergefügt sind.

Sie können nun das Gerät mit der Spitze Ihrer Wahl verwenden.

11.3 Austausch des Filters

- Zum Austausch des Filters halten Sie den GRIFF fest und ziehen Sie ihn vorsichtig von dem KEGELFÖRMIGEN ENDE an der VORDERSEITE ab. Entfernen Sie den Filter vorsichtig aus dem KEGELFÖRMIGEN ENDE an der VORDERSEITE und entsorgen Sie ihn. Nehmen Sie einen neuen Filter aus der Packung und setzen Sie in vorsichtig in das KEGELFÖRMIGE ENDE ein.
- Setzen Sie die SPITZE wieder ein, indem Sie den GRIFF wieder vorsichtig auf das KEGELFÖRMIGE ENDE an der VORDERSEITE schieben, bis diese nahtlos aneinandergefügt sind.
- Tauchen Sie das Revit™ oder eines seiner Teile niemals ins Wasser ein!
- Dieses Gerät muss nach Ablauf seiner Lebensdauer ordnungsgemäß entsorgt werden. Auf diese Weise werden wertvolle Bestandteile des Geräts recycelt und Umweltbelastungen vermieden.
- Zur sicheren und effizienten Entsorgung geben Sie Ihr Altgerät bitte am nächstgelegenen Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten ab.

12. Fehlerbehebung

“Mein Revit™ startet nicht.”

- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel richtig an das Revit™-Gerät angeschlossen ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel an eine Wandsteckdose angeschlossen ist.

“Die Saugleistung ist gering”

- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät vollkommen auf der Haut aufliegt und die zu behandelnde Fläche ebenmäßig und mit gleichmäßigem Druck auf die Haut gedrückt wird.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie sich im Modus “KOMPLETTES SAUGEN” befinden. Betätigen Sie hierzu einmal kurz die EINSCHALTASTE. Wenn die Saugstärke zunimmt, befinden Sie sich im Modus “TEILWEISES SAUGEN”.
- Stellen Sie sicher, dass die BELÜFTUNGSÖFFNUNGEN nicht durch Ihre Finger abgedeckt sind. Ohne Luftzufuhr des Systems verringert sich die Saugleistung und wird ineffizient.
- Stellen Sie sicher, dass sich der AUSTAUSCHBARE FILTER im KEGELFÖRMIGEN ENDE an der VORDERSEITE befindet.
- Vergewissern Sie sich, dass der AUSTAUSCHBARE FILTER nicht durch abgefallene Hautpartikel verstopft ist. Ist dies der Fall, ersetzen Sie den Filter wie in Abschnitt 11.3 erläutert durch einen neuen.

13. Kundendienst

Für weitere Informationen zu den Silk'n™ Produkten geben Sie bitte die adresse der Silk'n Website in ihrer sprache, www.silkn.eu oder www.silkn.com an.

Wenden Sie sich bitte an Ihren Silk'n™-Kundendienst vor Ort, für den Fall, dass Ihr Gerät defekt, beschädigt oder reparaturbedürftig ist sowie für jede weitere Unterstützung:

Für Kunden in den USA und Kanada: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com

Für Kunden in anderen Ländern: info@silkn.com.

14. Spezifikationen

Größe des Spitzenkopfs		Durchmesser 14 mm
Technologie		Luftvakuum-Feilenkopf
Stromversorgung		12V DC 0,2A
Bedienung und Sicherheit		siehe Anweisungen im Handbuch
Normenkonformität		IEC 60601-2-57:2011
Risikogruppe		Befreit
Verpackungsgröße		Höhe 9 Zoll, Breite 9 Zoll, Tiefe 5,2 Zoll 80x180x100mm
Gewicht des Systems		110 gr.
Temperatur	Betrieb	10°C bis 35°C
	Lagerung	-40 bis +70 °C
Relative Feuchtigkeit	Betrieb	30 bis 75% % rF
	Lagerung	10 bis 90% % rF
Adapter		Modell: KSA24A1200150HU
Nennleistung		100-240V; 50-60Hz; 0,5A

Home Skinovations Ltd. си запазва правото за промени на своите продукти или спецификации, с цел подобряване на производителността, надеждността и начина на производство. Предоставената от Home Skinovations Ltd. информация се счита за точна и надеждна към датата на публикуване. Въпреки това, Home Skinovations Ltd. не поема никаква отговорност за използването ѝ. Никакъв лиценз не се дава чрез използване или по друг начин съгласно някакъв патент или патентно право на Home Skinovations Ltd.

Никаква част от настоящия документ не може да бъде възпроизвеждана или предавана под каквато и да е форма или чрез каквито и да са средства - електронни или механични - за каквато и да е цел, без изричното писмено съгласие на Home Skinovations Ltd. Данните подлежат на промяна без уведомяване.

Home Skinovations Ltd. притежава патенти и заявки за патенти, търговски марки, авторски права или други права на интелектуална собственост, покриващи предмета на този документ. Снабдяването с този документ не ви предоставя лиценз за тези патенти, търговски марки, авторски и други права върху интелектуална собственост, освен ако това е изрично предвидено в някое писмено споразумение от Home Skinovations Ltd. Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL info@silkn.com www.silkn.eu, www.silkn.com

Съдържание

1. Какво е Revit™?	22
2. Описание на устройството Revit™	23
3. Съдържание на опаковката на Revit™	23
4. Предназначение на Revit™	24
5. Безопасна употреба на Revit™	24
5.1 В кои случаи трябва да се консултирате с Вашия личен лекар преди да използвате Revit™?	24
6. Предпазни мерки - Как да използвате Revit™ безопасно	25
6.1 Избягване на усложнения след използването на Revit™	25
7. Намаляване на риска от нараняване	25
8. Как да използвате Revit™	26
8.1 Настройки на Revit™	26
8.2 Третиране с Revit™ за първи път	26
9. Какво да очаквате при третиране с Revit™	27
10. След третиране с Revit™	28
11. Поддръжка на Revit™	28
11.1 Почистване на Revit™	28
11.2 Смяна на накрайника	28
11.3. Смяна на филтъра	29
12. Отстраняване на неизправности	29
13. Работа с клиенти	30
14. Спецификации	30
15. Етикет	80

Преди да използвате Revit™ за първи път, прочетете цялото ръководство за потребителя. Обърнете особено внимание на процедурите за използване на уреда, работата му и процедурите, които са необходими след употреба.

Преди употреба прочетете всички предупреждения и свързани с безопасността предпазни мерки, и ги спазвайте стриктно, когато използвате Revit™

Този уред можа да бъде използван от деца на възраст от 8 и повече години и лица с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и познания, ако са под надзор или са били инструктирани по отношение на използването на уреда по безопасен начин и разбират съществуващите опасности.



Деца не трябва да си играят с уреда.



Почистването и поддръжката не трябва да се извършват от деца без надзор.

1. Какво е Revit™?

Revit™ е устройство за терапия с двойно действие, съчетаващо ексфолиация с накрайник за дермабразия и вакуумна стимулация, предназначено за домашна употреба.

Ексфолиация с накрайник за дермабразия


- Нежно, неабразивно ексфолиране за по-гладка и свежа кожа

Вакуумна стимулация

- Стимулира по-гладка кожа с младежки вид
- Подобрява цвета, текстурата и еластичността на кожата
- Намалява появата на старчески петна
- Намалява появата на линии около очите
- Кожата изглежда по-гладка

2. Описание на устройството ReVit™

Устройството за дермабразия ReVit™ има 3 НАКРАЙНИКА (А) свързани към ГУМИРАНА ДРЪЖКА (В) със СМЕНЯЕМ ФИЛТЪР (С), монтиран в ПРЕДНАТА КОНУСОВИДНА ЧАСТ НА КОРПУСА (D), ВЪЗДУШНИ ВЕНТИЛИ (Е) разположени на ПРЕДНАТА ЧАСТ НА КОРПУСА (F) и БУТОН ЗА ВКЛЮЧВАНЕ (G), който представлява и Регулатор на интензитета на засмукване, намиращ се в ЗАДНАТА ЧАСТ НА КОРПУСА (H). Кабелът на променливотоковия адаптер се свързва към долната част на устройството



3. Съдържание на пакета

При отваряне на опаковката на ReVit™ ще намерите следните части:

- Устройство за дермабразия ReVit
- Два допълнителни накрайника за различни приложения
- Пакет резервни филтри
- Адаптер за променливотоково захранване
- Настоящото ръководство за потребителя


Предназначение на ReVit™

Устройството ReVit™ се предлага за домашна употреба и е предназначено за екسفолiranje на горните слоеве на кожата, за по-свеж вид. ReVit™ също е предназначено да стимулира кожата и засили производството на колаген, с цел намаляване появата на фини линии и бръчки.

4. Предназначение на Revit™

Revit™ се предлага за домашна употреба и е предназначено за ексфолиране на горните слоеве на кожата, за по-свеж вид. Предназначен е за терапии на:

- Застаряваща кожа на тялото, лицето и шията
- Фини линии по лицето
- Линиите около очите
- Обезцветяване на кожата
- Тъмни петна и белези
- Мътен тен и увредена от слънцето кожа



5. Безопасна употреба на Revit™

5.1 В кои случаи трябва да се консултирате с Вашия личен лекар преди да използвате Revit™?

Някои състояния може да наложат временно въздържане от употребата на Revit™ или да изискват консултиране с лекар. Моля, проверете дали някое от следните състояния се отнася за Вас:

- Недиagnostицирани лезии
- Скорошно излизане на херпес
- Брадавици
- Слънчево изгаряне
- Активна розацея
- Нестабилен захарен диабет (мелитус)
- Авто-имунни заболявания
- Рак на кожата
- Съдови лезии
- Употреба на орални препарати за разреждане на кръвта (антикоагуланти)

6. Предпазни мерки - Как да използвате Revit™ безопасно

Препоръчително е да започнете третиране с използване на най-финия накрайник настроен на режим Частично засмукване върху малък участък от кожата. Ако не се наблюдава нежелана реакция, можете да пристъпите към третиране на цялата зона, но все още работете с най-финия накрайник настроен на режим Частично засмукване. Ако кожата Ви не показва никакви белези на нежелани реакции, можете да започнете третиране с другите накрайници в режим Пълно засмукване.

6.1 Избягване на усложнения след използването на Revit™!

- Старайте се да не излагате скоро третирани зони на пряка слънчева светлина!
- За да предпазите скоро третирани зони при излагане на слънце, нанасяйте слънцезащитен продукт с фактор SPF 30 или по-висок.
- Уверете се, че кожата е напълно суха и чиста преди използване на Revit™.
- Не използвайте Revit™ в областта на зърната на гърдите или гениталите (отнася се за жени и мъже).
- Не използвайте Revit™ за цел различна от ексфолиране.
- Пазете устройството на място, недостъпно за деца. Не използвайте Revit™ върху деца и не позволявайте на деца да го използват.

7. Намаляване на риска от нараняване

Както с всяко електрическо устройство, редица предпазни мерки трябва да бъдат взети, за да осигурите Вашата безопасност при работа с Revit™. Revit™ е електрически уред. Като такъв трябва винаги да се съхранява далеч от вода и никога да не се използва когато е мокър или влажен.



Не докосвайте Revit™ ако е паднал във вода. Изключете от контакта незабавно!



Не правете опити да отворите или ремонтирате устройството Revit™

Опитът за отваряне на Revit™ може също така да повреди устройството и ще анулира Вашата гаранция. Разглобявайте устройството само когато смените филтъра! (за инструкции как да смените филтъра, вижте раздел 11.3)

- Никога не оставяйте Revit™ без надзор когато е включен в контакта.
- Не работете с Revit™, ако кабелът или щепселът са повредени и дръжте кабела далече от загряти повърхности.
- Не използвайте Revit™, ако виждате или подушвате дим по време на употреба.
- Не използвайте Revit™, ако някой или всички отвори на ДРЪЖКАТА са блокирани.
- Не използвайте Revit™, ако някоя от частите му е напукана, счупена или пада.
- Преди да пристъпите към почистване, извадете щепсела на Revit™.
- Не използвайте Revit™ с приставки и аксесоари, които не са препоръчани от Home Skinovations Ltd.
- Използвайте Revit™ само с предназначения за него адаптер.
- Не пъхайте чужди предмети в устройството Revit™!

8. Как да използвате Revit™

8.1 Настройки на Revit™

- Извадете ексфолиращото устройство Revit™ и другите компоненти от кутията.
- Изберете необходимия накрайник: Груб - за силно ексфолиране, Среден - за по-нежно третиране, или Фин - за деликатен завършек. За допълнителни инструкции как да смените НАКРАЙНИКА, вижте раздел 11.2

Забележка: изрично препоръчваме да започнете третирането с Финия накрайник!

- Включете захранващия кабел в гнездото на Revit™.
 - Включете другия край на захранващия кабел в електрически контакт.
- Вашият Revit™ вече е готов за работа.

8.2 Третиране с Revit™ за първи път


Кожата трябва да бъде чиста, суха и без пудра, антиперспирант или дезодорант.

1. Натиснете еднократно БУТОНА ЗА ВКЛ. Устройството сега е в режим Частично засмукване и готово за работа.
2. Дръжте устройството здраво за ДРЪЖКАТА, като внимавате да не блокирате ВЕНТИЛАЦИОННИТЕ ОТВОРИ с ръка.
3. Ако искате да увеличите интензитета на засмукване, натиснете веднъж БУТОНА ЗА ВКЛ., за да преминете от нивото на режим Частично засмукване на Пълно засмукване.
4. Поставете НАКРАЙНИКА върху кожата, която трябва да бъде равна и гладка, и се уверете, че НАКРАЙНИКЪТ е в пълен контакт с кожата.

Покриване на зони от кожата

■ Областта на шията

Препоръчваме Ви да започнете с по-ниска интензивност на засмукване и да увеличите след няколко употреби, в зависимост от Вашето ниво комфорт и чувствителност на кожата. Областта на шията третирайте с плавни движения надолу




■ Челото, бузите и брадичката

Препоръчваме Ви да започнете с по-ниска интензивност на засмукване и да увеличите след няколко употреби, в зависимост от Вашето ниво комфорт и чувствителност на кожата. В областта на веждите използвайте кратки движения нагоре като внимателно избягвате чувствителните клепачи. Продължете надолу към границите на лицето



■ Областта на очите и носа

Препоръчваме Ви да започнете с по-ниска интензивност на засмукване и да увеличите след няколко употреби, в зависимост от Вашето ниво комфорт и чувствителност на кожата. В областта на веждите използвайте кратки движения нагоре като внимателно избягвате чувствителните клепачи. Продължете към зоната на носа, използвайте прави движения надолу след извивката на носа и линията на скулите.



9. Какво да очаквате при третиране с Revit™?

По време на третиране с Revit™ е нормално да почувствате:

- **Лек шум от засмукване** - засмукващата помпа издава нисък звук. Това е нормално.
- **Леко зачервяване или порозовяване** – по време на сесията с Revit™ и непосредствено след нея нерядко се появява много леко порозовяване на кожата. Ако обаче се появи пълно зачервяване, дайте почивка на кожата си за 48 часа и я оставете да се възстанови. Ако след 48 часа кожата продължава да проявява признаци на свръхчувствителност, незабавно прекратете употребата на Revit.

10. След третиране с Revit™

- Когато сесията с Revit™ приключи, изключете устройството с едно натискане на БУТОНА ЗА ВКЛ., ако сте в режим Пълно засмукване, или две натискания, ако третирате в режим Частично засмукване
- зключете захранващия кабел от електрическия контакт.
- Препоръчително е да преглеждате СМЕНЯЕМИЯ ФИЛТЪР на няколко третириания за евентуално задръстване. Също така е важно да почиствате периодично НАКРАЙНИКА.
- След почистването се препоръчва да приберете Вашето устройство Revit™ в оригиналната му кутия и да го съхранявате далече от вода.

11. Поддръжка на Revit™

11.1 Почистване на Revit™

- Препоръчително е да почиствате Вашето устройство Revit™ и особено НАКРАЙНИКА.
- Преди да пристъпите към почистване, извадете щепсела на Revit™.
- Внимателно почиствайте корпуса на Revit™ със суха чиста кърпа.
- За да почистите НАКРАЙНИКА отвътре, отделете го от устройството като го хванете за ДРЪЖКАТА и внимателно го откачите от ПРЕДНАТА КОНУСОВИДНА ЧАСТ НА КОРПУСА. НАКРАЙНИКЪТ вече е готов за почистване.
- НАКРАЙНИКЪТ се почиства с мека четка и разтвор на топла вода и сапун. Подсушете добре.
- Прикачете отново НАКРАЙНИКА като внимателно натиснете ДРЪЖКАТА към ПРЕДНАТА КОНУСОВИДНА ЧАСТ НА КОРПУСА докато се изравнят напълно.

10.2. Смяна на накрайника

Ако искате да третирате кожата си с по-фин или по-груб накрайник от този, който използвате в момента, можете да го замените, като следвате тези прости инструкции:

- Отделете накрайника от устройството като го хванете за ДРЪЖКАТА и внимателно го отделите от ПРЕДНАТА КОНУСОВИДНА ЧАСТ НА КОРПУСА.
- Прикачете избрания НАКРАЙНИК като внимателно го натиснете към ПРЕДНАТА КОНУСОВИДНА ЧАСТ НА КОРПУСА докато се изравнят напълно.

Сега вече можете да използвате устройството с новия накрайник.

11.3 Смяна на филтъра

- За да смените филтъра, хванете ДРЪЖКАТА и внимателно я отделете от ПРЕДНАТА КОНУСОВИДНА ЧАСТ НА КОРПУСА. Отстранете филтъра от мястото му в ПРЕДНАТА КОНУСОВИДНА ЧАСТ НА КОРПУСА и го изхвърлете. Вземете нов филтър от пакета и го поставете внимателно в КОНУСА.
- Прикачете отново НАКРАЙНИКА като внимателно натиснете ДРЪЖКАТА към ПРЕДНАТА КОНУСОВИДНА ЧАСТ НА КОРПУСА докато се изравнят напълно.
- Никога не потапяйте Revit™ или някоя от неговите части във вода!
- Това устройство трябва да бъде изхвърлено надлежно при достигане края на неговия жизнен цикъл. По този начин ценни материали на устройството ще бъдат рециклирани и ще се избегне негативното въздействие върху околната среда.
- Предайте старото оборудване до най-близкия пункт за събиране на електронни битови отпадъци за безопасно и ефикасно депониране.

12. Отстраняване на неизправности

“Моят Revit™ не стартира”

- Проверете дали захранващият кабел е свързан правилно с Revit™.
- Проверете дали захранващият кабел е включен в електрически контакт на стената.

“Засмукването е слабо”

- Уверете се, че имате добър контакт с кожата и че третиращата повърхност е равномерно и плътно прилегла към кожата.
- Уверете се, че сте в режим ПЪЛНО ЗАСМУКВАНЕ. За да проверите това, за кратко натиснете БУТОНА ЗА ВКЛ. Ако засмукването се увеличи, то Вие работите в режим ЧАСТИЧНО ЗАСМУКВАНЕ.
- Уверете се, че пръстите Ви не блокират ВЕНТИЛАЦИОННИТЕ ОТВОРИ. Без навлизане на въздух в системата, засмукването става бавно и неефективно.
- Проверете дали СМЕНЯЕМИЯТ ФИЛТЪР е поставен правилно в ПРЕДНАТА КОНУСОВИДНА ЧАСТ НА КОРПУСА.
- Проверете дали СМЕНЯЕМИЯТ ФИЛТЪР не е задръстен с излющени частици кожа. Ако случаят е такъв, сменете филтъра с нов, следвайки указанията в раздел 11.3

13. Работа с клиенти

За повече информация относно продуктите Silk'n™ влезте в местния уебсайт на Silk'n™, www.silkn.eu или www.silkn.com.

Ако вашият уред е счупен, повреден, нуждае се от ремонт, или ако имате нужда от някаква помощ, обръщайте се към местния сервиз "Обслужване на клиенти" на Silk'n™ или пишете до: info@silkn.com.

За клиенти от САЩ и Канада: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com

За клиенти от други държави: info@silkn.com

14. Спецификации

Размер на главата на накрайника		Диаметър 14 мм
Технология		Глава на накрайник с въздушен вакуум
Мощност		12V DC 0.2A
Работа и безопасност		вижте инструкциите в упътването
Класифициран стандарт		IEC 60601-2-57:2011
Рискова група		Изключване
Размери на опаковката		Височина 180 мм x Ширина 180 мм x Дълбочина 100 мм
Тегло на системата		110 г
Температура	При работа	10°C до 35°C
	При съхранение	-40 до +70 до
Относителна влажност	При работа	30 до 75% RH
	При съхранение	10 до 90% RH
Адаптер		Модел: KSA24A1200150HU
Номинално		100-240V; 50-60Hz; 0.5A

A Home Skinovations Ltd. fenntartja a jogát arra, hogy termékein vagy műszaki leírásain változtatásokat hajtson végre a teljesítmény, megbízhatóság vagy előállíthatóság javítása érdekében. Úgy véljük, a Home Skinovations Ltd. által nyújtott információ a publikáció időpontjában pontos és megbízható. Mindazonáltal a Home Skinovations Ltd. az alkalmazásáért nem vállal felelősséget. Semmilyen licenc nem biztosított, hallgatólágoosan vagy más módon, a Home Skinovations Ltd. bármely szabadalmi vagy szabadalmi jogai által.

A jelen dokumentum semmilyen része sem sokszorosítható vagy továbbítható semmilyen formában és semmilyen eszközzel, elektronikus vagy mechanikus, semmilyen célból a Home Skinovations Ltd. kifejezett írásbeli engedélye nélkül.

Az adatok előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók.

A Home Skinovations Ltd. szabadalmakkal és folyamatban lévő szabadalmaztatott alkalmazásokkal, védjegyekkel, szerzői jogokkal illetve egyéb szellemi tulajdonjogokkal rendelkezik, amelyek a jelen dokumentum tartalmával kapcsolatosak.

A jelen dokumentum átadása nem ad semmiféle licencet e szabadalmakra, védjegyekre, szerzői jogokra vagy egyéb szellemi tulajdonjogokra, kivéve, ha ez a Home Skinovations Ltd. céggel megkötött bármilyen írásos megállapodásban kifejezetten biztosítva van. A műszaki leírás előzetes értesítés nélkül megváltoztatható.

Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL info@silkn.com www.silkn.eu, www.silkn.com

Tartalomjegyzék

1. Mi a Revit?	32
2. A Revit™ készülék leírása	33
3. A Revit™ csomagtartalom	33
4. A Revit™ rendeltetésszerű használata	34
5. Biztonság a Revit™ készülékkel	34
5.1 Mikor beszéljen az orvosával a Revit™ használata előtt?	34
6. Óvintézkedések a Revit™ biztonságos használata érdekében	35
6.1 Komplikációk elkerülése a Revit™ használata után	35
7. Sérülés kockázatának elkerülése	35
8. Hogyan használja a Revitet	36
8.1 A Revit™ beállítása	36
8.2 Kezelés a Revittel első alkalommal	36
9. Mit várhat a Revittel történő kezeléstől	37
10. A Revittel történő kezelés után	38
11. A Revit™ karbantartása	38
11.1. A Revit™ tisztítása	38
11.2. A Csúcs cseréje	38
11.3. A szűrő cseréje	39
12. Hibakeresés	39
13. Vevőszolgálat	40
14. Műszaki leírás	40
15. Címkeszöveg	80

Kérjük, hogy a Revit™ első használata előtt olvassa el teljes egészében a jelen Használati útmutatót. Fordítson különös figyelmet eljárásokat használni, és a készülék használatára és működtetésére vonatkozó és a használat után alkalmazandó eljárásokra.

Kérjük, olvassa el az összes figyelmeztetést és biztonsági óvintézkedést a használat előtt, és szigorúan kövesse őket a Revit™ használata közben.

Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező illetve tapasztalatok és ismeretek hiányában lévő személyek csak akkor használhatják, ha felügyeletben vagy eligazításban részesülnek a készülék biztonságos használatát és a benne rejlő veszélyek megértését illetően.



Gyermekek a készülékkel nem játszhatnak.



A tisztítást és felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik el.

1. Mi a Revit™?

A Revit™ egy kettős működésű terápiás készülék, amely egyesíti Bőrradírozó csúccsal történő bőrradírt és vákuumos stimulációt, amelyet otthoni használatra terveztek.

Dermabráziós csúccsal történő bőrradírt


- Finom, nem karcoló bőrradírt, hogy utána simább, frissebb legyen a bőr.

Vákuumos stimulálás

- Elősegíti a stimulálást a simább, fiatalosabb megjelenésű bőr eléréséhez.
- Elősegíti a bőrtónus, textúra és rugalmasság javítását.
- Elősegíti az öregégi foltok megjelenésének csökkentését.
- Elősegíti a szem körüli vonalak megjelenésének csökkentését.
- Simább megjelenésű bőr

2. A Revit™ készülék leírása

A Revit™ bőrradírozó készülék részei: a következők: 3 RESZELŐ CSÚCS (A), amely CSERÉLHETŐ SZŰRŐVEL (C) rendelkező GUMÍROZOTT MARKOLATHOZ (B) csatlakozik, és az ELÜLSŐ FEDÉL KÚPRA (D) van felszerelve; az ELÜLSŐ BURKOLATON (F) található SZELLŐZŐNYÍLÁSOK (E), valamint egy BEKAPCSOLÓ GOMB (G), amely egyben a Szívó intenzitás szabályozója, és a HÁTSÓ FEDÉLEN (H) található. Az AC (váltakozó áramú) adapter kábele a készülék aljához csatlakozik.



3. A csomag tartalma

A Revit™ csomag felnyitásakor Ön a következőket találja benne:

- Revit™ bőrradírozó készülék
- Két további reszelő csúcs különböző használatra
- Egy csomag utántöltő szűrőbetét
- Kábeles AC adapter
- Ez a használati útmutató


A Revit™ rendeltetésszerű használata

A Revit™ készülék egy szabadon forgalmazható eszköz, amely a bőr felső rétegeinek radírozására szolgál, a bőr frissebb küllemének biztosítása céljából. A Revit™ készüléket arra is tervezték, hogy stimulálja a bőrt és növelje a kollagén termelését, hogy csökkentse a finom vonalak és ráncok megjelenését.

4. A Revit™ rendeltetésszerű használata

A Revit™ készülék egy szabadon forgalmazható eszköz, amely a bőr felső rétegeinek radiírozására szolgál, a bőr frissebb küllemének biztosítása céljából. A következők kezelésére szolgál:

- Az arc és nyak öregedő bőre
- Az arc finom vonalai
- Szem körüli vonalak
- A bőr elszíneződése
- Sötét foltok és hegesedés
- Matt és nap által károsított bőr



5. Biztonság a Revit™ készülékkel

5.1 Mikor beszéljen az orvosával a Revit™ használata előtt?

Bizonyos körülmények átmenetileg akadályozhatják a Revit™ használatát, vagy orvosi konzultáció lehet szükséges. Kérjük, ellenőrizze, hogy az alábbiak bármelyike vonatkozik-e jelenleg Önre:

- Nem diagnosztizált elváltozások
- Nemrég történt herpesz kitörés
- Szemölcsök
- Napégés
- Aktív rozácea
- Nem stabil diabetes mellitus
- Az autoimmun rendszer rendellenességei
- Bőrrák
- Érendszeri elváltozások
- Vértírók (vérrögösödés-gátlók) alkalmazása

6. Óvintézkedések a Revit™ biztonságos használata érdekében

Ajánljuk, hogy a kezelést úgy kezdje el, hogy a legfinomabb csúcsot Részleges szívás üzemmódban alkalmazza egy kis bőrfelületen. Ha nem tapasztal mellékhatást, elkezdheti a kezelést teljes területeken, de még mindig a legfinomabb csúccsal a Részleges elszívás üzemmódba állítva azt. Ha a bőre nem mutatja semmilyen mellékhatás jeleit, elkezdheti a kezelést az összes többi csúccsal a Teljes elszívás üzemmódban.

6.1 Kerülje el a komplikációkat a Revit™ használata után!

- Lehetőleg ne tegye ki a frissen kezelt bőrfelületeket a közvetlen napsugárzásnak!
- Hogy megvédje a nemrégiben kezelt bőrt, amikor napfény éri, ügyeljen arra, hogy alaposan kenje be 30-as vagy magasabb faktorszámú napvédővel
- Ügyeljen arra, hogy a bőre tiszta és száraz legyen a Revit™ használata előtt.
- Ne használja a Revit™ készüléket mellbimbókon vagy a nemi szerveken (férfi vagy női).
- Ne használja a Revit™ készüléket más célra, mint bőrradírozásra.
- Tartsa e készüléket gyermekektől távol. Ne használja a Revit™ készüléket gyermekeken és ne engedje, hogy gyermekek használják.

7. Sérülés kockázatának elkerülése

Mint minden elektromos készülék esetében, bizonyos óvintézkedéseket kell megtenni annak érdekében, hogy a Revit™ készüléket biztonságosan használhassa. A Revit™ elektromos készülék. Mint ilyet, mindig tartsa távol a víztől, és soha ne használja, amikor nedves vagy vizes.



Ne nyúljon a Revit™ készülékért, ha az vízbe esett. Azonnal húzza ki a dugaszát!



Ne próbálja meg felnyitni vagy megjavítani a Revit™ készülékét!

Ha megpróbálja felnyitni a Revit™ készüléket, ez károsíthatja az eszközt és a garancia elvesztésével jár. Csak akkor szerelje szét a készüléket, amikor a szűrőt cseréli! (a szűrő cseréjére vonatkozó utasításokat nézze meg a 11.3. részben)

- A Revit™ készülék soha ne hagyja felügyelet nélkül, amikor egy csatlakozóba van dugaszolva.
- Ne használja a Revit™ készüléket, ha a kábele vagy a csatlakozója sérült, valamint tartsa a tápkábelt távol a forró felületektől.
- Ne használja a Revit™ készüléket, ha Ön füstöt lát vagy érez, amikor használatban van.
- Ne használja a Revit™ készüléket, amennyiben a MARKOLATÁBAN lévő valamelyik vagy mindegyik szellőzőnyílása el van dugulva.
- Ne használja a Revit™ készüléket, ha bármely része repedt, törött vagy szétesik.
- Tisztítás előtt húzza ki a Revit™ dugaszát.
- Ne használja a Revit™ készüléket olyan csatlakoztatott alkatrészekkel vagy kiegészítőkkel, amelyeket nem a Home Skinovations Ltd. javasol.
- A Revit™ csak a kijelölt adapterrel működtethető.
- Ne dugjon idegen tárgyakat a Revit™ készülékbe!

8. Hogyan használja a Revitet

8.1 A Revit™ beállítása

- Vegye ki a Revit™ bőrradírozó készülékét a többi alkatrészt a dobozból.
- Válassza ki a Reszelő csúcsot, amelyre szüksége van: Durva - a nagy teljesítményű rádiózáshoz, Közepes- a kíméletesebb kezeléshez, vagy Finom az igényes befejezéshez. A CSÚCS cseréjére vonatkozó további utasításokat nézze meg a 11.2. részben.

Megjegyzés: erősen ajánlott a kezelést a Finom szemcséjű csúccsal kezdeni!

- Dugaszolja be a tápkábelt a Revit™ készülék aljzatába.
 - Dugaszolja a tápkábel másik végét egy elektromos aljzatba.
- Az Ön Revit™ készüléke most indításra készen áll.

8.2 Kezelés a Revit™ készülékkel első alkalommal


A bőr legyen tiszta, száraz és púderektől, izzadás gátlóktól, dezodoroktól mentes.

1. Alkalmazzon a BE GOMBRA egy rövid nyomást. A készülék ekkor a Részleges szívás üzemmódban van és használatra készen áll.
2. Tartsa a készüléket szilárdan a MARKOLAT területnél fogva, ügyelve arra, hogy a keze ne takarja el a SZELLŐZŐNYÍLÁSOKAT.
3. Ha növelni kívánja a szívás intenzitási szintet, nyomja meg egyszer a BE GOMBOT, hogy a Részlegesről a Teljes elszívási üzemmódra növelje a szintet.
4. Helyezze a RESZELŐ CSÚCSOT a bőre, ügyelve arra, hogy a bőr egyenletesen és simán terüljön el, valamint hogy a CSÚCS teljesen érintkezzen a bőrfelülettel.

A bőrterületek lefedése

■ Nyaki rész

Azt javasoljuk, hogy az alacsonyabb elszívó intenzitással kezdje és néhány használat után növelje azt, az Ön kényelmi szintjétől és a bőre érzékenységétől függően. Sima, lefelé irányuló simításokkal kezelje le a nyaki területet.




■ Homlok, arc és áll

Azt javasoljuk, hogy az alacsonyabb elszívó intenzitással kezdje és néhány használat után növelje azt, az Ön kényelmi szintjétől és a bőre érzékenységétől függően. Határozottan simítsa központjától kifelé, a hajvonal felé. Folytassa lefelé az arc-határ felé.



■ Szemek és orr területek

Azt javasoljuk, hogy az alacsonyabb elszívó intenzitással kezdje és néhány használat után növelje azt, az Ön kényelmi szintjétől és a bőre érzékenységétől függően. A szemöldökök területén alkalmazzon rövid, fölfelé irányuló mozdulatokat óvatosan elkerülve az érzékeny szemhéjakat. Haladjon tovább az orr területére, alkalmazzon egyenes lefelé irányuló mozdulatokat az orr ívét és az arccsont vonalát követve.



9. Mit várhat a Revittel történő kezeléstől

A Revit™ kezelés során normális dolog, ha a következőket tapasztalja és érzi:

- **Enyhe szívó zaj** - a szívó-pumpa bocsát ki halk bűgő hangot. Ez normális jelenség.
- **Némi enyhe piros vagy rózsaszín elszíneződés a bőrön** - a Revit™ munkamenete idején és közvetlenül utána nem ritka, hogy némi igen enyhe rózsaszínes bőrszín látunk. Mindazonáltal, ha úgy látja, hogy teljes a bőrpír, hagyja a bőrt 48 órán át pihenni, hagyja, hogy nyugvás közben felépüljön. Ha a bőrön 48 óra elteltével továbbra is láthatók a túlérzékenység jelei, azonnal hagyja abba a Revit™ használatát.

10. A Revittel történő kezelés után

- Ha a Revit™ munkamenet befejeződött, kapcsolja ki a Revit™ készüléket azáltal, hogy az ON gombra egy gyors nyomást gyakorol, ha a Teljes szívás üzemmódban van, vagy két gyors nyomást, ha a Részleges szívás módban végez kezelést.
- Húzza ki a tápkábelt az elektromos aljzatból.
- Javasoljuk, hogy ellenőrizze a CSERÉLHETŐ SZŰRŐT minden pár kezelés után a bőrhulladék általi elzáródás megvizsgálása céljából. Az is fontos, hogy időközönként tisztítsa meg a RESZELŐ CSÚCSOT.
- Javasoljuk, hogy a tisztítás után tárolja a Revit™ készülékét az eredeti dobozában, és tartsa távol víztől.

11. A Revit™ karbantartása

11.1. A Revit™ tisztítása

- Javasoljuk, hogy tisztítsa a Revit™ készülékét és különösen a RESZELŐ CSÚCSOT.
- Tisztítás előtt húzza ki a Revit™ dugaszát.
- Használjon egy száraz, tiszta ruhát a Revit™ külső burkolatának letörléséhez.
- A CSÚCS belsejének megtisztításához válassza le az eszköztől úgy, hogy megfogja a MARKOLATOT és óvatosan leveszi azt az ELÜLSŐ BURKOLAT KÚPRÓL. A CSÚCS most készen áll a tisztításra.
- A RESZELŐ CSÚCS meleg vízzel és enyhe szappannal tisztítható puha kefe segítségével. Száítsa meg alaposan.
- Helyezze vissza a CSÚCSOT úgy, hogy a MARKOLATOT finoman visszanyomja az ELÜLSŐ BURKOLAT KÚPRA, amíg hézagmentesen egy vonalba nem kerülnek egymással.

11.2. A Csúcs cseréje

Ha a bőrért finomabb vagy durvább csúccsal kívánja kezelni, mint amelyet éppen használ, kicserélheti azt a következő, egyszerű utasításokat követve:

- Válassza le a csúcsot az eszköztől úgy, hogy megfogja a MARKOLATOT és óvatosan leveszi az ELÜLSŐ BURKOLAT KÚPRÓL.
- Helyezze az Ön által kiválasztott CSÚCSOT vissza a MARKOLATA óvatos rányomásával az ELÜLSŐ BURKOLAT KÚPRA, amíg hézagmentesen egy vonalba nem kerülnek egymással.

Most Ön készen áll a készülék használatára az Ön által választott csúccsal.

11.3. A szűrő cseréje

- A szűrő cseréjéhez óvatosan fogja meg a MARKOLATOT, leválasztva azt az ELÜLSŐ BURKOLAT KÚPRÓL. Óvatosan vegye ki a Szűrőt az ELÜLSŐ BURKOLAT KÚPBAN lévő helyéről és szabaduljon meg tőle. Vegyen ki egy újat a csomagból és helyezze óvatosan a KÚPBA.
- Helyezze vissza a CSÚCSOT úgy, hogy a MARKOLATOT finoman visszanyomja az ELÜLSŐ BURKOLAT KÚPRA, amíg hézagmentesen egy vonalba nem kerülnek egymással.
- Soha ne merítse vízbe a Revit™ készüléket vagy annak valamelyik alkatrészét!
- A jelen eszközt szabályos módon ártalmatlanítani kell, ha eléri élettartama végét. Ily módon a készülék értékes anyagainak újrahasznosítják és a környezeti terhelést elkerülik.
- Adja le a régi berendezését a legközelebbi elektronikai hulladékgyűjtőben a biztonságos és hatékony ártalmatlanítás céljából.

12. Hibakeresés

“A Revit™ készülékem nem indul!”

- Győződjön meg arról, hogy a tápkábel megfelelő módon csatlakozik-e a Revit™ készülékhez.
- Győződjön meg arról, hogy a tápkábel be van-e dugaszolva a fali elektromos aljzatba.

“A szívás gyenge!”

- Ügyeljen arra, hogy jó illeszkedése legyen a bőrrel, és a kezelési felület egyenletesen és határozottan rá legyen nyomva a bőrre.
- Ügyeljen arra, hogy a TELJES ELSZÍVÁS üzemmódban legyen. Ennek ellenőrzéséhez gyakoroljon egy gyors nyomást a BE GOMBRA. Ha az elszívás növekszik, Ön a RÉSZLEGES ELSZÍVÁS üzemmódban dolgozik.
- Ügyeljen arra, hogy az ujjai ne zárják el a LÉGNYÍLÁSOKAT. A rendszerbe áramló levegő nélkül az elszívás lassúvá és hatástalanná válik.
- Ügyeljen arra, hogy a CSERÉLHETŐ SZŰRŐ megfelelően legyen behelyezve az ELÜLSŐ BURKOLAT KÚP belsejébe
- Ügyeljen arra, hogy a CSERÉLHETŐ SZŰRŐ ne legyen bőr-részecskékkel eltömődve. Ha ez fennáll, cserélje ki a szűrőt egy újra a 11.3. részben elmagyarázott módon.

13. Vevőszolgálat

A Silk'n™ termékekkel kapcsolatos további információért nyissa meg a helyi Silk'n™ weboldalt: www.silkn.eu vagy www.silkn.com.

Ha a készüléke eltört, károsodott, javításra szorul, illetve bármilyen egyéb felhasználói segítségért lépjen kapcsolatba a helyi Silk'n™ Vevőszolgálattal:

Az USA és Kanada vevői számára: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com

Egyéb országok vevői számára: info@silkn.com

14. Műszaki leírás

A Csúcs-fej mérete		Átmérő 14 mm
Technológia		Levegő vákuumos reszelő fej
Áram		12V DC (egyenáram) 0,2A
Működtetés és biztonság		ld. a kézikönyv útmutatásait
Minősített szabvány		IEC 60601-2-57:2011
Kockázati csoport		Mentesített
A csomag mérete		Magasság 9 hüvelyk, Szélesség 9 hüvelyk, Mélység 5,2 hüvelyk 180x180x100mm
A rendszer súlya		110 g
Hőmérséklet	Működési	10°C - 35°C
	Tárolási	-40 - +70°C
Relatív páratartalom	Működési	30 - 75% relatív páratartalom
	Tárolási	10 - 90% relatív páratartalom
Adapter		Modell: KSA24A1200150HU
Névleges		100-240V; 50-60Hz; 0,5A

Home Skinovations Ltd. își rezervă dreptul de a aduce modificări produselor sau specificațiilor acestora în scopul îmbunătățirii performanței, fiabilității și productibilității. Informațiile furnizate de Home Skinovations Ltd. sunt considerate a fi exacte și fiabile la momentul publicării. Cu toate acestea, Home Skinovations Ltd. nu își asumă nicio răspundere cu privire la utilizarea acestora. Nu se acordă nicio licență implicită sau de altă natură în baza unui brevet sau a drepturilor de brevet ale Home Skinovations Ltd.

Nicio parte a acestui document nu poate fi reprodusă sau transmisă în orice formă sau prin orice mijloace, electronic sau mecanic, pentru niciun scop, fără aprobarea expresă, în scris, a Home Skinovations Ltd.

Informațiile pot fi modificate fără nicio notificare prealabilă. Home Skinovations Ltd. dispune de brevete și cereri de brevete în curs, mărci comerciale, drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală care vizează subiectul prezentului document. Punerea la dispoziția dvs. a acestui document nu înseamnă acordarea niciunei licențe pentru aceste brevete, mărci comerciale, drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală, cu excepția dispozițiilor exprese din orice acord scris cu Home Skinovations Ltd. Specificațiile pot fi modificate fără nicio notificare prealabilă.

Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL info@silkn.com
www.silkn.eu, www.silkn.com

Cuprins

1. Ce este Revit?	42
2. Descrierea aparatului Revit™	43
3. Conținutul pachetului Revit™	43
4. Domeniul de utilizare a Revit™	44
5. Siguranța Revit™	44
5.1 Când trebuie să consultați medicul personal înainte de utilizarea Revit™?	44
6. Măsuri de precauție - Utilizarea în siguranță a Revit™	45
6.1 Evitarea complicațiilor după utilizarea Revit™	45
7. Reducerea riscului de vătămare	45
8. Modul de utilizare a Revit™	46
8.1 Configurarea Revit™	46
8.2 Aplicarea primului tratament cu Revit™	46
9. Așteptările legate de tratamentul cu Revit™	47
10. După tratamentul cu Revit™	48
11. Întreținerea Revit™	48
11.1 Curățarea Revit™	48
11.2 Înlocuirea capului	48
11.3 Înlocuirea filtrului	49
12. Depanare	49
13. Serviciul clienți	50
14. Specificații	50
15. Etichetare	80

Înainte de prima utilizare a Revit™, citiți cu atenție acest Manual de Utilizare în întregime. Acordați o atenție deosebită procedurilor de utilizare și funcționare a aparatului, precum și procedurilor post-utilizare.

Vă rugăm să citiți cu atenție toate avertismentele și precauțiile de siguranță înainte de utilizare și să le respectați cu strictețe în momentul utilizării Revit™

Aparatul poate fi utilizat de copii cu vârsta peste 8 ani și de persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe dacă acestea sunt supravegheate și instruite referitor la utilizarea în siguranță a aparatului și la pericolele implicate.



Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul.



Curățarea și întreținerea de către utilizator nu pot fi realizate de copii fără ca aceștia să fie supravegheați.

1. Ce este Revit™?

Revit™ este un aparat terapeutic cu dublă acțiune care îmbină exfolierea cu ajutorul capului de dermabrazieune și simularea vacuumului, conceput pentru utilizarea la domiciliu.

Exfolierea cu ajutorului capului de dermabrazieune


- Exfoliere ușoară, non-abrazivă pentru un ten mai neted și mai proaspăt

Stimularea vacuumului

- Pentru un ten cu aspect mai neted și mai tânăr
- Îmbunătățește tonul, textura și elasticitatea pielii
- Contribuie la reducerea apariției petelor de bătrânețe
- Contribuie la reducerea apariției ridurilor din jurul ochilor
- Ten cu aspect mai neted

2. Descrierea aparatului Revit™

Aparatul de dermabraziune Revit™ dispune de 3 CAPETE DE NETEZIRE (A) conectate la un MÂNER CAUCIUCAT (B) cu un FILTRU ÎNLOCUIBIL (C), instalat în CONUL CARCASEI FRONTALE (D), ORIFICII DE AERISIRE (E) aflate pe CARCASA SPATE (F) și un BUTON DE PORNIRE (G) care este, de asemenea, și regulatorul de intensitate pentru aspirație aflat pe CARCASA SPATE (H). Cablul adaptorului de curent alternativ se conectează la baza aparatului



3. Conținutul pachetului

La deschiderea pachetului Revit™, veți găsi următoarele piese:

- Dispozitivul de dermabraziune Revit™
- Două capete de netezire suplimentare pentru utilizări diverse
- Un pachet cu filtre de rezervă
- Cablul adaptorului de curent alternativ
- Acest Manual de Utilizare


Domeniul de utilizare a Revit™

Aparatul Revit™ este un dispozitiv care nu necesită prescripție medicală, conceput pentru exfolierea straturilor superficiale ale pielii pentru un ten cu aspect mai proaspăt. Revit™ a fost totodată conceput pentru stimularea pielii și îmbunătățirea producției de colagen în vederea reducerii apariției ridurilor fine și a celor profunde.

4. Domeniul de utilizare a Revit™

Aparatul Revit™ este un dispozitiv care nu necesită prescripție medicală, conceput pentru exfolierea straturilor superficiale ale pielii pentru un ten cu aspect mai proaspăt. Acesta este conceput pentru tratamentul:

- Pielii îmbătrânite a corpului, feței și gâtului
- Ridurilor fine de la nivelul feței
- Ridurilor din jurul ochilor
- Decolorării pielii
- Petelor maronii și a cicatricelor
- Pielii terne și a celei afectate de soare



5. Siguranța Revit™

5.1 Când trebuie să consultați medicul personal înainte de utilizarea Revit™?

Anumite afecțiuni pot împiedica utilizarea temporară a Revit™ sau pot necesita consultația medicală. Vă rugăm să verificați dacă oricare dintre următoarele afecțiuni se aplică în cazul dvs.:

- Leziuni nediagnosticate
- Erupție herpetică recentă
- Negi
- Eritem solar
- Acnee rozacee activă
- Diabet zaharat instabil
- Boli autoimunitare
- Cancer al pielii
- Leziuni vasculare
- Administrarea de anticoagulante orale

6. Măsurile de precauție – Utilizarea în siguranță a Revit™

Se recomandă să începeți tratamentul folosind capetele cele mai fine în modul Aspirație parțială pe o zonă cutanată restrânsă. Dacă nu observați nicio reacție adversă, puteți începe tratamentul pe zone extinse, folosind însă în continuare cele mai fine capete în modul Aspirație parțială. Dacă pielea nu prezintă reacții adverse, puteți începe tratamentul cu toate celelalte capete în modul Aspirație completă.

6.1 Evitarea complicațiilor după utilizarea Revit™!

- Încercați să nu expuneți zonele cutanate recent tratate la lumina directă a soarelui!
- Pentru a proteja pielea recent tratată în momentul expunerii la soare, aplicați cremă cu SPF 30 sau superior.
- Pielea trebuie să fie curată și uscată înainte de utilizarea Revit™.
- Nu utilizați Revit™ în zona mameloanelor și a organelor genitale (masculine sau feminine).
- Nu utilizați Revit™ în alte scopuri decât pentru exfolierea pielii.
- Nu lăsați acest aparat la îndemâna copiilor. Nu utilizați Revit™ pentru tratamentul copiilor și nu permiteți utilizarea acestuia de către copii.

7. Reducerea riscului de vătămare

Ca în cazul oricărui aparat electric, trebuie luate anumite măsuri de precauție pentru a asigura utilizarea în siguranță a Revit™. Revit™ este un aparat electric. Astfel, acesta trebuie ferit în permanență de contactul cu apa și nu trebuie niciodată folosit când este umed sau ud.



Nu atingeți aparatul Revit™ dacă acesta a căzut în apă. Scoateți-l imediat din priză!



Nu încercați să demontați sau să reparați aparatul Revit™.

Încercarea de a demonta aparatul Revit™ poate provoca pagube aparatului, ducând la anularea garanției. Dezasamblați aparatul doar atunci când înlocuiți un filtru! (pentru instrucțiuni privind înlocuirea filtrului, consultați secțiunea 11.3)

- Revit™ nu trebuie niciodată lăsat nesupravegheat când este conectat la priză.
- Nu utilizați Revit™ în cazul în care cablul sau fișa sunt deteriorate și feriți cablul de alimentare de suprafețele încălzite.
- Nu utilizați Revit™ dacă vedeți sau simțiți miros de fum în timpul utilizării.
- Nu utilizați Revit™ dacă orificiile din MÂNER sunt parțial sau total blocate.
- Nu utilizați Revit™ dacă oricare dintre piesele acestuia sunt fisurate, rupte sau desprinse.
- Deconectați Revit™ de la priză înainte de a-l curăța.
- Nu utilizați Revit™ cu niciun atașament sau accesoriu nerecomandat de Home Skinovations Ltd.
- Revit™ trebuie utilizat doar împreună cu adaptorul aferent.
- Nu introduceți obiecte străine în aparatul Revit™!

8. Modul de utilizare a Revit™

8.1 Configurarea Revit™

- Scoateți aparatul de exfoliere Revit™ și celelalte componente din cutie.
- Alegeți capul de netezire necesar: Aspru - pentru exfoliere puternică, Mediu – pentru un tratament mai blând sau Fin pentru un tratament delicat. Pentru instrucțiuni suplimentare privind înlocuirea CAPULUI, vă rugăm să consultați secțiunea 11.2

Observație: se recomandă începerea tratamentului folosind capul Fin!

- Conectați cablul de alimentare în priza aparatului Revit™.
 - Conectați celălalt capăt al cablului de alimentare într-o priză electrică.
- Aparatul dvs. Revit™ este gata de pornire.

8.2 Aplicarea tratamentului cu Revit™ pentru prima dată


Pielea trebuie să fie curată, uscată, fără urme de praf, deodorant sau alte substanțe contra transpirației.

1. Apăsați scurt BUTONUL DE PONIRE. Aparatul este acum în modul Aspirație parțială și este pregătit de utilizare.
2. Țineți aparatul ferm de MÂNER, asigurându-vă că mâna dvs. nu blochează ORIFICIILE DE AERISIRE.
3. Dacă doriți să măriți nivelul de intensitate a aspirației, apăsați o dată BUTONUL PONIRE pentru a crește nivelul de la modul de Aspirație parțială la Aspirație completă.
4. Aplicați CAPUL DE NETEZIRE pe piele, asigurându-vă că pielea este tratată uniform și ușor iar CAPUL se află în contact total cu pielea.

Zone de piele acoperite

■ Zona gâtului

Vă recomandăm să începeți cu o intensitate de aspirație redusă pe care s-o creșteți după câteva utilizări, în funcție de nivelul de confort și sensibilitatea pielii. Utilizați mișcări ușoare, în jos, pentru a lucra zona gâtului




■ Fruntea, obraji și bărbia

Vă recomandăm să începeți cu o intensitate de aspirație redusă pe care s-o creșteți după câteva utilizări, în funcție de nivelul de confort și sensibilitatea pielii. Folosiți mișcări ferme din centru spre exterior, înspre linia părului. Continuați în jos, spre obraji



■ Zona ochilor și a nasului

Vă recomandăm să începeți cu o intensitate de aspirație redusă pe care s-o creșteți după câteva utilizări, în funcție de nivelul de confort și sensibilitatea pielii. În zona sprâncenelor, folosiți mișcări scurte în sus și acționați cu atenție pentru a evita pleoapele sensibile. Continuați cu zona nasului, folosiți mișcări drepte în jos urmărind curbura nasului și linia pomeților.



9. Care sunt așteptările legate de tratamentul cu Revit™?

În timpul unui tratament cu Revit™ este normal să experimentați și să simțiți:

- **Un zgomot ușor de aspirație** - pompa de aspirație emite un bâzâit încet. Acest lucru este normal.
- **Pete roșiatice sau roz** – În timpul și imediat după sesiunea de tratament cu Revit™ uneori pot apărea pe piele pete roșiatice sau roz. Totuși, dacă observați o înroșire puternică a pielii, întrerupeți tratamentul timp de 48 de ore și lăsați pielea să-și revină în mod confortabil. Dacă pielea continuă să prezinte semne de hipersensibilitate după 48 de ore, opriți imediat utilizarea Revit.

10. După tratamentul cu Revit™

- După finalizarea unei sesiuni de tratament cu Revit™, opriți aparatul apăsând o dată scurt BUTONUL DE PORNIRE dacă vă aflați în modul Aspirajie completă sau apăsați scurt de două ori dacă folosiți modul Aspirajie parțială.
- Deconectați cablul de alimentare de la priză.
- Se recomandă să verificați FILTRUL ÎNLOCUIBIL la fiecare câteva tratamente ca să nu fie blocat cu celule cutanate moarte. De asemenea, este important să curățați periodic CAPUL DE NETEZIRE.
- După curățare, se recomandă păstrarea aparatului Revit™ în cutia originală și evitarea contactului acestuia cu apa.

11. Întreținerea Revit™

11.1 Curățarea Revit™

- Este recomandat să curățați aparatul Revit™, în special CAPUL DE NETEZIRE.
- Deconectați Revit™ de la priză înainte de a-l curăța.
- Folosiți o cârpă uscată și curată pentru a șterge cu atenție carcasa exterioră a Revit™.
- Pentru a curăța partea interioară a CAPULUI, deconectați-l de la aparat ținând de MÂNER și detașându-l cu atenție din CONUL CARCASEI FRONTALE. CAPUL este acum pregătit pentru a fi curățat.
- CAPUL DE NETEZIRE poate fi curățat cu apă caldă și detergent diluat folosind o perie moale. Uscați temeinic.
- Fixați la loc CAPUL apăsând MÂNERUL cu atenție în CONUL CARCASEI FRONTALE până când acestea sunt perfect aliniate

11.2 Înlocuirea capului

Dacă doriți să vă tratați pielea cu un cap mai fin sau mai aspru decât cel utilizat în mod curent, puteți înlocui capul urmând aceste instrucțiuni simple:

- Detașați Capul actual de la aparat ținând de MÂNER și desprinzându-l cu atenție din CONUL CARCASEI FRONTALE
- Fixați CAPUL ales apăsând ușor MÂNERUL în CONUL CARCASEI FRONTALE până când acestea sunt perfect aliniate.

Acum puteți folosi aparatul cu capul ales de dvs.

11.3 Înlocuirea filtrului

- Pentru a înlocui filtrul, țineți MĂNERUL cu atenție detașându-l din CONUL CARCASEI FRONTALE. Îndepărtați ușor filtrul din interiorul CONULUI CARCASEI FRONTALE și eliminați-l. Luați un filtru nou din pachet și introduceți-l cu atenție în interiorul CONULUI.
- Fixați la loc CAPUL apăsând MĂNERUL cu atenție în CONUL CARCASEI FRONTALE până când acestea sunt perfect aliniate
- Nu scufundați niciodată Revit™ sau alte componente ale acestuia în apă!
- Aparatul trebuie eliminat la sfârșitul perioadei sale de viață. În acest fel, materialele incluse în aparat pot fi reciclate și se poate evita poluarea mediului.
- Aparatele vechi trebuie predate la cel mai apropiat punct de colectare a echipamentelor electronice, astfel încât acestea să poată fi eliminate în condiții sigure și eficiente.

12. Depanare

„Aparatul Revit™ nu pornește.”

- Verificați conectarea adecvată a cablului de alimentare la aparatul Revit™.
- Verificați dacă cablul de alimentare este cuplat la prizele din perete.

„Nivelul de aspirație este redus”

- Asigurați-vă că există un contact bun cu pielea și că aparatul este apăsător ferm și uniform pe piele.
- Asigurați-vă că utilizați modul ASPIRAȚIE COMPLETĂ. Pentru a verifica acest lucru, apăsați scurt BUTONUL DE PORNIRE. Dacă nivelul de aspirație crește, aparatul se află în modul ASPIRAȚIE PARȚIALĂ.
- Asigurați-vă că degetele dvs. nu blochează ORIFICIILE DE AERISIRE. În lipsă pătrunderii aerului în sistem, aspirația devine lentă și inefficientă.
- Asigurați-vă că FILTRUL ÎNLOCUIBIL este poziționat corect în interiorul CONULUI CARCASEI FRONTALE.
- Asigurați-vă că FILTRUL ÎNLOCUIBIL nu este blocat cu celule cutanate moarte. În acest caz, înlocuiți filtrul cu unul nou conform explicațiilor din secțiunea 11.3

13. Serviciul clienți

Pentru mai multe informații despre produsele Silk'n™ vă rugăm să vizitați website-ul local, www.silkn.eu sau www.silkn.com

În cazul în care aparatul este spart, deteriorat necesitând reparații, sau pentru a obține asistență tehnică, va rugăm să contactați Serviciul local Clienți al Silk'n™ sau trimiteți un email la: info@silkn.com

Pentru clienții din SUA și Canada: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com

Pentru utilizatorii din alte țări: info@silkn.com

14. Specificații

Dimensiunea capului		Diametru 14 mm
Tehnologie		Cap de netezire cu vacuum de aer
Putere		12 V c.c. 0,2 A
Operare și siguranță		consultați instrucțiunile din manual
Standard clasificat		IEC 60601-2-57:2011
Grupa de risc		Nu este cazul
Mărimea pachetului		Înălțime 9 inch, lățime 9 inch, adâncime 5,2 inch 180x180x100 mm
Greutate sistem		110 g
Temperatură	Operare	10 °C la 35 °C
	Depozitare	-40 - +70°C
Umiditate relativă	Operare	30 - 75% UR
	Depozitare	10 - 90% UR
Adaptor		Model: KSA24A1200150HU
Curent nominal		100-240 V; 50-60 Hz; 0,5 A

Home Skinovations Ltd. si vyhrazuje právo provádět změny výrobku nebo specifikací za účelem zlepšení výkonu, spolehlivosti nebo výrobitelnosti. Informace dodané společností Home Skinovations Ltd. jsou považovány za přesné a spolehlivé v době, kdy byly publikovány. Avšak společnost Home Skinovations Ltd. nepřebírá zodpovědnost za jejich využití. Není udělena licence implicitně ani jinak podle žádného patentu nebo patentových práv společnosti Home Skinovations Ltd.

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována ani žádnou formou ani žádnými prostředky přenášena elektronicky ani mechanicky, a to za žádným účelem, bez výslovného písemného povolení společnosti Home Skinovations Ltd. Údaje jsou předmětem změny bez předchozího upozornění.

Společnost Home Skinovations Ltd. má patenty a patentové žádosti, čekající na vyřízení, obchodní známky, autorská práva nebo jiná práva na duševní vlastnictví, týkající se předmětu tohoto dokumentu. Vlastnictví tohoto dokumentu vám neposkytuje licenci na tyto patenty, obchodní známky autorská práva nebo jiná práva na duševní vlastnictví, kromě těch, která jsou výslovně poskytnuta písemnou smlouvou uzavřenou se společností Home Skinovations Ltd. Specifikace jsou předmětem změny bez předchozího upozornění.

Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, IZRAEL info@silkn.com www.silkn.eu, www.silkn.com

Obsah

1. Co je Revit™	52
2. Popis přístroje Revit™	53
3. Obsah balení Revit™	53
4. Určený účel použití přístroje Revit™	54
5. Bezpečnost s přístrojem Revit™	54
5.1 Kdy konzultovat použití přístroje Revit™ s lékařem?	54
6. Preventivní opatření - Jak bezpečně používat přístroj Revit™	55
6.1 Vyhnete se komplikacím po použití přístroje Revit™	55
7. Snížení rizika poranění	55
8. Jak používat přístroj Revit™	56
8.1 Nastavení přístroje Revit™	56
8.2 První ošetřování přístrojem Revit™	56
9. Co očekávat při ošetřování přístrojem Revit™	57
10. Po ošetření přístrojem Revit™	58
11. Údržba přístroje Revit™	58
11.1 Čištění přístroje Revit™	58
11.2 Výměna nástavce	58
11.3 Výměna filtru	59
12. Řešení problémů	59
13. Zákaznický servis	60
14. Specifikace	60
15. Označení	80

Dříve než budete přístroj Revit™ poprvé používat, přečtěte si prosím celou tuto příručku pro uživatele. Věnujte zvláštní pozornost postupům používání a práce s přístrojem a ošetření postupům po ošetření.

Před použitím si prosím přečtěte všechna upozornění a bezpečnostní opatření a při používání přístroje Revit™ je přísně dodržujte

Tento přístroj mohou používat děti ve věku od osmi let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a mentálními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, jestliže jsou pod dozorem nebo byly seznámeny s bezpečným používáním přístroje a chápou rizika, která to obnáší.



S tímto přístrojem si nesmí hrát děti.



Děti nesmí přístroj čistit a provádět údržbu bez dozoru.

1. Co je Revit™?

Revit™ je terapeutický přístroj s dvojitým účinkem, kombinující exfoliaci dermabrazi a vakuovou stimulaci, koncipovaný pro domácí použití.

Dermabraze exfoliační nástavec


- Jemná, neabrazivní exfoliace umožní hladší, svěžejší pokožku

Vakuová stimulace

- Pomáhá stimulovat hladší, mladistvěji vypadající pokožku
- Pomáhá zlepšit tonus pokožky, texturu a elasticitu
- Pomáhá snižovat vznik stařeckých skvrn
- Pomáhá snižovat vznik vrásek kolem očí
- Pokožka vypadá hladší

2. Popis přístroje Revit™

Přístroj pro dermabrazii Revit™ má tři ABRAZIVNÍ NÁSTAVCE (A) připojené k POGUMOVANÉ RUKOJETI (B) s VYMĚNITELNÝM FILTEREM (C), namontovaným na PŘEDNÍ KUŽEL KRYTU (D), VZDUCHOVÉ VENTILÁTORY (E) umístěné na PŘEDNÍM KRYTU (F) a TLAČÍTKO PRO SPUŠTĚNÍ (G) které současně reguluje intenzitu odsávání se nachází na ZADNÍM KRYTU (H). Kabel adaptéru střídavého proudu je připojena ke spodní straně přístroje.



3. Obsah balení

Po rozbalení přístroje Revit™ najdete následující části:

- Přístroj Revit™ pro dermabrazii
- Dva další abrazivní nástavce pro různé použití
- Balíček náplní do filtru
- Kabel adaptéru střídavého proudu
- Příručku pro uživatele


Účel použití přístroje Revit™

Přístroj Revit™ je volně prodejný přístroj, určený k exfoliaci horních vrstev pokožky k dosažení svěžího vzhledu pokožky. Přístroj Revit™ byl také koncipován ke stimulování pokožky a posílení tvorby kolagenu a tím snížení vzniku jemných linek a vrásek.

4. Účel použití přístroje Revit™

Revit™ je volně prodejný přístroj určený k exfoliaci horních vrstev pokožky a dosažení svěžího vzhledu pokožky. Je určen k ošetření:

- Stárnoucí pokožky těla, obličeje a krku
- Jemných vrásek v obličeji
- Vrásek kolem očí
- Změn barvy pokožky
- Tmavých skvrn a jizviček
- Matné a sluncem poškozené pokožky



5. Bezpečnost s přístrojem Revit™

5.1 Kdy konzultovat použití přístroje Revit™ s lékařem?

Některé stavy mohou dočasně bránit použití přístroje Revit™ nebo mohou vyžadovat konzultaci s lékařem. Zkontrolujte prosím, zda se u vás v poslední době neobjevily:

- Nediagnostikované léze
- Nákaza pásovým oparem v poslední době
- Bradavice
- Spálení sluncem
- Aktivní růžovka (rosacea)
- Nestabilní cukrovka
- Poškození autoimunitního systému
- Rakovina kůže
- Vaskulární léze
- Užívání perorálních léků na ředění krve (antikoagulantů)

6. Preventivní opatření – Jak bezpečně používat přístroj Revit™

Doporučujeme začít s nejjemnějším nástavcem, nastaveným na režim částečného sání na malé ploše pokožky. Pokud se neobjeví žádné vedlejší účinky, můžete začít s ošetřením na celé ploše, ale stále s nejjemnějším nástavcem nastaveným na režim částečného sání. Pokud pokožka nevykazuje žádné známky nežádoucích účinků, můžete začít s ošetřováním všemi nástavci a režimem plného sání.

6.1 Vyhnete s komplikacím po použití přístroje Revit™!

- Snažte se nevystavovat nedávno ošetřené plochy pokožky přímému slunci!
- Nedávno ošetřenou pokožku chraňte před sluncem, řádně aplikujte krém proti slunci s ochranným faktorem SPF 30 nebo vyšším.
- Před použitím přístroje Revit™ pokožku řádně omyjte a osušte.
- Přístroj Revit™ nepoužívejte na bradavky ani na genitálie (mužské ani ženské).
- Přístroj Revit™ nepoužívejte k jiným účelům kromě exfoliace pokožky.
- Přístroj ukládejte mimo dosah dětí. Přístroj Revit™ nepoužívejte u dětí a nedovolte dětem, aby jej používaly.

7. Snížení rizika poranění

Stejně jako u všech ostatních elektrických přístrojů, je zapotřebí dodržovat určitá preventivní opatření, aby byla při používání přístroje Revit™ zajištěna bezpečnost. Revit™ je elektrický přístroj. Jako takový musí být uložen v suchu a nikdy se nesmí používat, jestliže je vlhký nebo mokrá.



Pokud přístroj Revit™ upadne do vody, nesahejte na něj. Okamžitě jej vytáhněte ze zásuvky!



Nepokoušejte se přístroj Revit™ otevřít a opravovat!

Pokus o otevření přístroje Revit™ může vést k jeho poškození a zruší platnost záruky. Přístroj rozeberte pouze při výměně filtru! (pokyny k výměně filtru naleznete v oddíle 11.3)

- Přístroj Revit™ by se nikdy neměl nechávat bez dozoru zastrčený do zásuvky.
- S přístrojem Revit™ nepracujte, pokud je poškozený přívodní kabel nebo zásuvka, přívodní kabel nepokládejte na horké povrchy.
- Přístroj Revit™ nepoužívejte, jestliže při používání uvidíte nebo ucítíte kouř.
- Přístroj Revit™ nepoužívejte, jestliže jsou některé nebo všechny ventilátory na RUKOJETI zablokované.
- Přístroj Revit™ nepoužívejte, jestliže je některá jeho část rozbitá, prasklá nebo odpadává.
- Před čištěním přístroj Revit™ vytáhněte ze zásuvky.
- Přístroj Revit™ nepoužívejte s žádnými doplňky ani příslušenstvím, které není doporučeno společností Home Skinovations Ltd.
- Revit™ se smí používat pouze s určeným adaptérem.
- Do přístroje Revit™ nevkládejte žádné cizí předměty!

8. Jak používat přístroj Revit™

8.1 Nastavení přístroje Revit™

- Vyměňte exfoliační přístroj Revit™ a jeho ostatní části z krabice.
- Vyberte si požadovaný abrazivní nástavec: Hrubý pro hrubou exfoliaci, střední pro jemnější ošetření a jemný pro jemné konečné ošetření. Další pokyny jak vyměnit NÁSTAVEC naleznete v oddíle 11.2

Poznámka: důrazně doporučujeme začít ošetření s jemnozrnným nástavcem!

- Zasuňte přívodní kabel do zásuvky přístroje Revit™
- Zasuňte druhý konec přívodního kabelu do elektrické zásuvky.

Váš přístroj Revit™ je nyní připraven.

8.2 První ošetření přístrojem Revit™


Pokožka musí být čistá a suchá a nesmí na ní být pudr, antiperspiranty ani deodoranty.

1. Jednou krátce stiskněte TLAČÍTKO ON. Přístroj je nyní v režimu částečného sání a je připravený k použití.
2. Přístroj pevně držte za RUKOJET a zkontrolujte, zda vaše ruka neblokuje VZUDUCHOVÉ VENTILÁTORY.
3. Pokud si přejete zvýšit hladinu intenzity sání, stiskněte jednou TLAČÍTKO ON a tím zvýšíte hladinu odsávání z částečné na režim plného odsávání.
4. Přiložte ABRAZIVNÍ NÁSTAVEC na pokožku a zkontrolujte, zda je pokožka hladce rozložena a NÁSTAVEC je plně v kontaktu s pokožkou.

Pokrytí oblastí pokožky

■ **Oblast krku**

Doporučujeme začít s nižší intenzitou sání a po pár použitích zvyšovat s ohledem na svůj dobrý pocit a na citlivost pokožky. Pomocí hladkých pohybů směrem dolů postupujte od krku




■ **Čelo, tváře a brada**

Doporučujeme začít s nižší intenzitou sání a po několika použitích zvýšit s ohledem na svůj dobrý pocit a na citlivost pokožky. Pevnými tahy postupujte od středu ven, směrem k vlasům. Pokračujte dolů na dolní část obličeje.



■ **Okolí očí a nosu**

Doporučujeme začít s nižší intenzitou sání a po několika použitích zvýšit s ohledem na svůj dobrý pocit a citlivost pokožky. V oblasti obočí pracujte krátkými pohyby směrem nahoru a pečlivě se vyhýbejte citlivým očním víčkům. Pokračujte na oblast nosu, přímými pohyby směrem dolů sledujte křivku nosu a linii lícních kostí.



9. Co očekávat při ošetření přístrojem Revit™?

Při ošetření přístrojem Revit™ běžně pocítíte a uslyšíte:

- **Jemný zvuk sání** - sací pumpa vydává nízký bzučivý zvuk. To je běžné.
- **Jemně červené nebo růžové zbarvení** – Během a ihned po skončení ošetření přístrojem Revit™ se běžně stává, že se objeví velmi mírné narůžovělé zbarvení pokožky. Avšak pokud se objeví zčervenání pokožky, nechejte pleť 48 hodin odpočnout a řádně zregenerovat. Pokud pokožka nadále jeví známky přecitlivělosti i po 48 hodinách, okamžitě přestaňte přístroj Revit™ používat.

10. Po ošetření přístrojem Revit™

- Po skončení ošetření přístrojem Revit™ vypněte přístroj jedním rychlým stiskem TLAČÍTKA ON, pokud jste pracovali v režimu plného sání, nebo dvěma rychlými stisky, pokud jste pracovali v režimu částečného sání.
- Vyndejte přírodní kabel z elektrické zásuvky.
- Vždy po několika ošetřeních doporučujeme zkontrolovat VYMĚNITELNÝ FILTR, zda není zablokován zbytky odumřelé pokožky. Také je důležité pravidelně čistit ABRAZIVNÍ NÁSTAVEC.
- Po očištění doporučujeme uložit přístroj Revit™ do původní krabice a uložit jej na suché místo.

11. Údržba přístroje Revit™

11.1 Čištění přístroje Revit™

- Doporučujeme přístroj Revit™ čistit, zejména ABRAZIVNÍ NÁSTAVEC.
- Před čištěním přístroj Revit™ vytáhněte ze zásuvky.
- Povrch přístroje Revit™ jemně otírejte suchým čistým hadříkem.
- Chcete-li vyčistit vnitřní část NÁSTAVCE, oddělte jej od přístroje tím, že uchopíte RUKOJEŤ a opatrně jej sundáte z PŘEDNÍHO KRYTU KUŽELE. Nyní je NÁSTAVEC připraven k očištění.
- ABRAZIVNÍ NÁSTAVEC je možno očistit teplou vodou a mýdlem za pomoci měkkého kartáčku. Řádně osušte.
- NÁSTAVEC vraťte opatrně na PŘEDNÍ KRYT KUŽELE, až se souvisle spojí.

11.2 Výměna hlavice

Pokud si přejete ošetřit pokožku jemnějším nebo hrubším nástavcem, než je ten, který právě používáte, můžete jej vyměnit podle následujících jednoduchých pokynů:

- Sejměte připojený nástavec z přístroje tím, že jej uchopíte za RUKOJEŤ a opatrně jej sundáte z PŘEDNÍHO KRYTU KUŽELE.
- Připojte zvolený NÁSTAVEC tím, že zatlačíte RUKOJEŤ jemně zpět na PŘEDNÍ KRYT KUŽELE tak, aby byly souvisle spojené.

Nyní máte přístroj opět připravený k použití se zvoleným nástavcem.

11.3 výměna filtru

- Chcete-li vyměnit filtr, podržte RUKOJEŤ a opatrně ji sejměte z PŘEDNÍHO KRYTU KUŽELE. Opatrně vyjměte filtr z vnitřku PŘEDNÍHO KRYTU KUŽELE a zlikvidujte jej. Vezměte nový filtr z balíčku a vložte jej opatrně do KUŽELE.
- Znovu připojte HLAVICI tím, že RUKOJEŤ jemně přitlačíte na PŘEDNÍ KRYT KUŽELE, dokud nebudou souvisle spojené
- Nikdy nepoškoďte přístroj Revit™ ani žádnou jeho část do vody!
- Po ukončení životnosti se tento přístroj musí řádně zlikvidovat. To znamená, že cenné materiály, které přístroj obsahuje, se recyklují, aby se zabránilo zatěžování životního prostředí.
- Starý přístroj zanechte do nejbližšího místa, kde se shromažďuje elektronický odpad, aby byl bezpečně a účinně zlikvidován.

12. Řešení problémů

“Přístroj Revit™ nejde spustit.”

- Zkontrolujte, zda je přívodní kabel řádně připojen k přístroji Revit™.
- Zkontrolujte, zda je přívodní kabel zapojen do elektrické zásuvky ve zdi.

“Sání je slabé”

- Zkontrolujte, zda je dobrý kontakt s pokožkou a že je ošetřující povrch pevně a rovnoměrně přitisknutý na pokožku.
- Zkontrolujte, zda je přístroj v režimu PLNÉ SÁNÍ. Chcete-li to zkontrolovat, dejte TLAČÍTKO DO POZICE ON a rychle stiskněte. Pokud se zvýší sání, pracovali jste v režimu ČÁSTEČNÉ SÁNÍ.
- Zkontrolujte, zda vaše prsty neblokuji VZDUCHOVOU VENTILACI. Pokud do systému nepřichází vzduch, sání je pomalé a neúčinné.
- Zkontrolujte, zda je VYMĚNITELNÝ FILTR správně umístěn uvnitř PŘEDNÍHO KRYTU KUŽELE.
- Zkontrolujte, zda není VYMĚNITELNÝ FILTR ucpaný odumřelými zbytky pokožky. Pokud k tomu došlo, vyměňte filtr za nový, jak je vysvětleno v oddíle 11.3

13. Služba zákazníkům

Pro více informací o Silk'n Glide™ vstupte na místní webovou stránku Silk'n Glide™, www.silkn.eu nebo www.silkn.com.

Pokud je přístroj rozbítý, poškozený nebo potřebuje opravu nebo potřebujete jakoukoliv další pomoc, kontaktujte prosím místní službu zákazníkům Silk'n™ :

Pro zákazníky v USA a Kanadě: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com

Pro zákazníky v ostatních zemích: info@silkn.com

14. Specifikace

Jemnost povrchu nástavce		Průměr 14 mm
Technologie		Vzduchová vakuová obrušovací hlavičce
Napájení		12V DC 0,2A
Provoz a bezpečnost		viz pokyny v příručce
Klasifikovaný standard		IEC 60601-2-57:2011
Riziková skupina		Výňat
Velikost balení		výška 9 palců, šířka 9 palců, hloubka 5,2 palců180x180x100mm
Váha systému		110 gr.
Teplota	Provoz	10°C až 35°C
	Skladování	-40 až +70°C
Relativní vlhkost	Provoz	30 až 75% RH
	Skladování	10 až 90% RH
Adaptér		Model: KSA24A1200150HU
Hodnocení		100-240V; 50-60Hz; 0,5A

Avtorske pravice 2013 © Home Skinovations Ltd. Vse pravice pridržane.
Datum natisa: februar 2014

Podjetje Home Skinovations Ltd. si pridržuje pravico do spreminjanja izdelkov ali specifikacij z namenom izboljšanja delovanja, zanesljivosti ali proizvodnosti. Informacije, ki jih je predložilo podjetje Home Skinovations Ltd., so bile v času izdaje točne in zanesljive. Vendar podjetje Home Skinovations Ltd. ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo uporabo. Prav tako ne predstavljajo podelitve licence niti se licenca ne deli na noben drug način v okviru katerega koli patenta ali patentnih pravic podjetja Home Skinovations Ltd.

Nobenega dela tega dokumenta ni dovoljeno razmnoževati ali prenašati s kakršnimi koli sredstvi, elektronskimi ali mehanskimi, za noben namen, brez izrecnega pisnega dovoljenja podjetja Home Skinovations Ltd.

Podatki se lahko spremenijo brez poprejšnjega obvestila. Podjetje Home Skinovations Ltd. ima patente in tekoče vloge za patente, blagovne znamke, avtorske pravice ter druge pravice intelektualne lastnine, ki so predmet tega dokumenta. S predložitvijo tega dokumenta ne prejmete nobene licence do teh patentov, blagovnih znamk, avtorskih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine, razen kot je izrecno navedeno v kakršnem koli pisnem soglasju podjetja Home Skinovations Ltd. Specifikacije se lahko spremenijo brez poprejšnjega obvestila.

Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, IZRAEL info@silkn.com www.silkn.eu, www.silkn.com

Kazalo

1. Kaj je Revit™?	62
2. Opis naprave Revit™	63
3. Vsebina paketa Revit™	63
4. Predvidena uporaba naprave Revit™	64
5. Varnost z napravo Revit™	64
5.1. Kdaj se je pred uporabo naprave Revit™ dobro posvetovati z osebnim zdravnikom?	64
6. Previdnostni ukrepi – Varna uporaba naprave Revit™	65
6.1. Preprečevanje zapletov po uporabi naprave Revit™	65
7. Zmanjšanje tveganja za poškodbe	65
8. Uporaba naprave Revit™	66
8.1. Namestitve naprave Revit™	66
8.2. Prvi tretma z napravo Revit™	66
9. Kaj pričakovati po tretmaju z napravo Revit™	67
10. Po tretmaju z napravo Revit™	68
11. Vzdrževanje naprave Revit™	68
11.1. Čiščenje naprave Revit™	68
11.2. Zamenjava konice	68
11.3. Zamenjava filtra	69
12. Odpravljanje težav	69
13. Služba za pomoč uporabnikom	70
14. Specifikacije	70
15. Označevanje	80

Pred prvo uporabo naprave Revit™ v celoti preberite ta uporabniški priročnik. Bodite posebej pozorni na postopke za uporabo in upravljanje naprave ter postopke po uporabi.

Pred uporabo preberite vsa opozorila in varnostne ukrepe ter jih med uporabo naprave Revit™ strogo upoštevajte.

Otroci, stari 8 let ali več, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali dušnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanj lahko napravo uporabljajo pod nadzorom, ali če so prejeli navodila o uporabi naprave na varen način ter razumeli z njo povezane nevarnosti.



Otrokom se ni dovoljeno igrati z napravo.



Čiščenja in vzdrževanja ni dovoljeno izvajati otrokom brez nadzora.

1. Kaj je Revit™?

Revit™ je terapevtska naprava z dvojnim delovanjem, ki omogoča luščenje kože s konico za dermoabrazijo in stimulacijo z vakuumom in je zasnovana za domačo uporabo.

Luščenje kože s konico za dermoabrazijo


- Nežno, neabrazivno luščenje kože za bolj gladko, svežo kožo

Stimulacija z vakuumom

- Pomaga stimulirati za bolj gladek, mladosten videz kože
- Pomaga izboljšati tonus, teksturo in elastičnost kože
- Pomaga zmanjšati vidnost starostnih peg
- Pomaga zmanjšati vidnost gubic okrog oči
- Bolj gladki videz kože

2. Opis naprave Revit™

Naprava za dermoabrazijo Revit™ ima 3 POLNILNE KONICE (A), pritrjene na GUMIJAST ROČAJ (B) z ZAMENLJIVIM FILTROM (C), nameščenim na STOŽEC PREDNJEGA POKROVA (D), ZRAČNIKE (E) na PREDNJEM POKROVU (F) in GUMB ZA VKLOP (G), ki je hkrati regulator jakosti sesanja, na ZADNJEM POKROVU (H). Priključek za napajalni kabel je na dnu naprave.



3. Vsebina embalaže

Napravi Revit™ so v embalaži priloženi naslednji deli:

- naprava za dermoabrazijo Revit™,
- dve dodatni polnilni konici za različno uporabo,
- paket dodatnih filtrov,
- adapter za napajalnik,
- ta uporabniški priročnik.


Predvidena uporaba naprave Revit™

Revit™ je naprava, ki jo lahko kupite brez recepta in je namenjena luščenju vrhnjih plasti kože za bolj svež videz kože. Naprava prav tako stimulira kožo in poveča proizvodnjo kolagena, s čimer se zmanjša vidnost finih linij in gubic.

4. Predvidena uporaba naprave Revit™

Revit™ je naprava, ki jo lahko kupite brez recepta in je namenjena luščenju vrhnjih plasti kože za bolj svež videz. Namenjena je tretmajem v naslednjih primerih:

- starajoča se koža obraza in vratu,
- fine obrazne linije,
- linije okrog oči,
- razbarvanost kože,
- temne lise in brazgotine,
- koža brez sijaja in koža, poškodovana od sonca.



5. Varnost z napravo Revit™

5.1 Kdaj se je pred uporabo naprave Revit™ dobro posvetovati z osebnim zdravnikom?

Določeni pogoji lahko začasno preprečijo uporabo naprave Revit™ ali zahtevajo posvet pri zdravniku. Preverite, ali za vas trenutno velja kar koli od naslednjega:

- nediagnosticirane lezije,
- nedavni izbruh herpesa,
- bradavice,
- sončne opekline,
- aktivna rozacea,
- nestabilna sladkorna bolezen,
- motnje avtoimunskega sistema,
- kožni rak,
- vaskularne lezije,
- uporaba peroralnih zdravil proti strjevanju krvi (antikoagulantov).

6. Previdnostni ukrepi – Varna uporaba naprave Revit™

Priporočamo, da tretma začnete z uporabo najbolj fine konice v načinu delnega sesanja na majhnem področju kože. Če se ne pojavi nobena neželena reakcija, lahko začnete s tretmajem na celotnih področjih, vendar še vedno z najbolj fino konico v načinu delnega sesanja. Če na koži niso vidni nobeni neželeni učinki, lahko začnete tretma z vsemi drugimi konicami v načinu polnega sesanja.

6.1 Preprečevanje zapletov po uporabi naprave Revit

- Izogibajte se izpostavljanju nedavno tretiranih področij kože neposredni sončni svetlobi!
- V primeru izpostavljenosti sončni svetlobi nedavno tretirana področja kože zaščitite z obilo kreme za zaščito pred UV-žarki s faktorjem 30 ali višjim.
- Pred uporabo naprave Revit™ poskrbite, da je koža čista in suha.
- Naprave Revit™ ne uporabljajte na bradavicah in spolovilih (moških ali ženskih).
- Naprave Revit™ ne uporabljajte v nobene druge namene, razen za luščenje kože.
- Napravo hranite nedosegljivo otrokom. Naprave Revit™ ne uporabljajte na otrocih in ne dovolite, da bi jo otroci uporabljali.

7. Zmanjšanje tveganja za poškodbe

Kot pri vseh električnih napravah je treba tudi pri uporabi naprave Revit™ upoštevati določene previdnostne ukrepe, s katerimi poskrbite za svojo varnost.

Revit™ je električna naprava. Hranite jo stran od vode in je nikoli ne uporabljajte, če je vlažna ali mokra.



Če naprava Revit™ pade v vodo, je ne prijemajte, ampak takoj izključite električni kabel.



Naprave Revit™ ne poskušajte odpirati ali popravljati.

Z odpiranjem lahko napravo Revit™ poškodujete in izničite garancijo. Napravo razstavite samo, kadar menjujete filter (za navodila o zamenjavi filtra glejte razdelek 11.3)!

- Naprave Revit™ ne puščajte brez nadzora, kadar je priključena v omrežno vtičnico.
- Naprave Revit™ ne uporabljajte, če je kabel ali vtičnik poškodovan. Napajalni kabel hranite stran od vročih površin.
- Naprave Revit™ ne uporabljajte, če med uporabo vidite ali vohate dim.
- Naprave Revit™ ne uporabljajte, če je kateri od zračnikov na ROČAJU zamašen.
- Naprave Revit™ ne uporabljajte, če je kateri od delov razpokan, zlomljen ali razpada.
- Pred čiščenjem napravo Revit™ izključite iz omrežne vtičnice.
- Napravo Revit™ uporabljajte samo s priključki ali dodatno opremo, ki jo priporoča podjetje Home Skinovations Ltd.
- Napravo Revit™ uporabljajte samo s priloženim adapterjem.
- V napravo Revit™ ne vstavljajte tujih predmetov!

8. Uporaba naprave Revit™

8.1 Namestitev naprave Revit™

- Napravo za luščenje kože Revit™ in druge komponente vzemite iz škatle.
- Izberite želeno polnilno konico: Grobo za grobo luščenje kože, srednjo za nežnejše tretiranje ali fino za natančno končno obdelavo. Za dodatna navodila o zamenjavi KONICE glejte razdelek 11.2.

Opomba: Zelo priporočamo, da tretma začnete s fino konico!

- V vtičnico naprave Revit™ priključite napajalni kabel.
- Drugi del napajalnega kabla priklopite v omrežno vtičnico.

Vaša naprava Revit™ je pripravljena na delovanje.

8.2 Prvi tretma z napravo Revit


Koža naj bo čista, suha in brez delcev pudra, antiperspirantov in dezodorantov.

1. Na kratko pritisnite GUMB ZA VKLOP . Naprava je zdaj v načinu delnega sesanja in je pripravljena za uporabo.
2. Napravo trdno primite za ROČAJ, vendar pazite, da z roko ne zablokirate ZRAČNIKOV.
3. Če želite povečati stopnjo jakosti sesanja, enkrat pritisnite GUMB ZA VKLOP, da stopnjo povečate z načinu delnega na način polnega sesanja.
4. POLNILNO KONICO prislonite na kožo, pri čemer pazite, da je koža enakomerno in gladko poravnana, KONICA pa v popolnem stiku s kožo.

Tretiranje posameznih področij kože

■ Področje vratu

Priporočamo, da začnete z nižjo jakostjo sesanja in jo povečate po nekaj uporabah, odvisno od vašega počutja in občutljivosti kože. Z uporabo enakomernih gibov navzdol tretirajte področje vratu.




■ Čelo, lica in brada

Priporočamo, da začnete z nižjo jakostjo sesanja in jo povečate po nekaj uporabah, odvisno od vašega počutja in občutljivosti kože. S čvrstimi gibi se pomikajte od sredine navzven proti robu lasišča. Nadaljujte navzdol proti meji obraza.



■ Področje oči in nosu

Priporočamo, da začnete z nižjo jakostjo sesanja in jo povečate po nekaj uporabah, odvisno od vašega počutja in občutljivosti kože. Na področju obrvi uporabite kratke gibe navzgor ter pazite, da se izognete občutljivim vekam. Nadaljujte do področja nosu, kjer z ravnimi gibi navzdol potujate po krivulji nosu in liniji ličnice.



9. Kaj pričakovati po tretmaju z napravo Revit™

Med tretmajem z napravo Revit™ je normalno naslednje:

- **Nežen zvok sesanja** – Sesalna črpalka oddaja zvok tihega brnjenja. To je normalno.
- **Rahlo obarvanje rdeče ali rožnato** – Med in takoj po tretmaju z napravo Revit™ ni nič nenavadnega, če se pojavi zelo rahlo rožnato obarvanje kože. Če je koža močno pordela, počakajte 48 ur, da se koža pomiri in obnovi. Če so po 48 urah znaki preobčutljivosti še vedno opazni, takoj prenehajte z uporabo naprave Revit.

10. Po tretmaju z napravo Revit™

- Po zaključku tretmaja z napravo Revit™ napravo izklopite tako, da enkrat na kratko pritisnete GUMB ZA VKLOP, če uporabljate način polnega sesanja, ali gumb pritisnete dvakrat, če uporabljate način delnega sesanja.
- Napajalni kabel izvlecite iz vtičnice.
- Priporočamo, da vsakih nekaj tretmajev pregledate, ali so ZAMENLJIVI FILTRI zablokirani z odpadnimi delci kože. Prav tako pomembno je, da v rednih intervalih čistite POLNILNO KONICO.
- Po čiščenju priporočamo, da napravo Revit™ shranite v originalno škatlo in jo hranite na suhem.

11. Vzdrževanje naprave Revit™

11.1 Čiščenje naprave Revit™

- Priporočeno je čiščenje naprave Revit™, še posebej POLNILNE KONICE.
- Pred čiščenjem napravo Revit™ izključite iz omrežne vtičnice.
- S suho, čisto krpo nežno obrišite zunanje ohišje naprave Revit™.
- Notranjost KONICE očistite tako, da jo odstranite z naprave, tako da držite ROČAJ in konico previdno snamete s STOŽCA PREDNJEGA POKROVA. KONICA je zdaj pripravljena na čiščenje.
- POLNILNO KONICO lahko očistite z uporabo mehke krtačke s toplo vodo in blagim milom. Temeljito osušite.
- Ponovno namestite KONICO, tako da potisnete ROČAJ nežno nazaj na STOŽEC PREDNJEGA POKROVA, da se nežno poravnata.

11.2 Zamenjava konice

Če želite kožo tretirati z bolj fino ali grobo konico od te, ki jo trenutno uporabljate, lahko konico zamenjate po naslednjih navodilih:

- Trenutno konico odstranite z naprave, tako da jo primete za ROČAJ in previdno snamete s STOŽCA PREDNJEGA POKROVA.
- Izbrano KONICO namestite tako, da potisnete njen ROČAJ nežno nazaj na STOŽEC PREDNJEGA POKROVA, da se nežno poravnata.

Zdaj ste pripravljeni na uporabo naprave z želeno konico.

11.3 Zamenjava filtra

- Filter zamenjate tako, da primete ROČAJ in ga previdno snamete s STOŽCA PREDNJEGA POKROVA. Filter nežno izvlecite iz STOŽCA PREDNJEGA POKROVA in ga zavržite. Iz pakiranja vzemite nov filter in ga previdno namestite v STOŽEC.
- Ponovno namestite KONICO, tako da potisnete ROČAJ nežno nazaj na STOŽEC PREDNJEGA POKROVA, da se nežno poravnata.
- Naprave Revit™ ali katerih koli njenih delov nikoli ne potapljajte v vodo!
- Napravo zavržite, ko doseže konec svoje življenjske dobe. Na ta način se dragoceni materiali naprave reciklirajo in ne bremenijo okolja.
- Svojo staro opremo odnesite v najbližji center za zbiranje elektronskih odpadkov za varno in učinkovito odstranitev.

12. Odpravljanje težav

»Naprava Revit™ se ne vklopi.«

- Preverite, ali je napajalni kabel pravilno priključen v napravo Revit™.
- Preverite, ali je napajalni kabel priključen v stensko električno vtičnico.

»Sesanje je šibko.«

- Preverite, ali imate dober stik s kožo in ali je površina, ki jo tretirate, enakomerno in čvrsto pritisnjena ob kožo.
- Preverite, ali uporabljate način POLNE SUKCIJE. To preverite tako, da na kratko pritisnete GUMB ZA VKLOP. Če se sesanje zmanjša, se uporabljali način DELNEGA SESANJA.
- Preverite, da s prsti ne blokirate ZRAČNIKOV. Če v sistem ne prihaja dovolj zraka, se sesanje upočasni in je nezadostno.
- Preverite, ali je ZAMELJIV FILTER pravilno nameščen v STOŽEC PREDNJEGA POKROVA.
- Preverite, ali je ZAMELJIV FILTER zamašen z odpadnimi delci kože. V tem primeru filter zamenjajte z novim po navodilih v razdelku 11.3.

13. Služba za pomoč uporabnikom

Za več informacij glede izdelkov Silk'n™, prosimo, obiščite vašo lokalno spletno stran Silk'n™, www.silkn.eu ali www.silkn.com.

Če je vaša naprava pokvarjena, poškodovana, če je potrebno popravilo ali če potrebujete kakršno koli drugo pomoč, se obrnite na lokalno podporo za stranke Silk'n™.

Za stranke v ZDA in Kanadi: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com

Za stranke v drugih državah: info@silkn.com

14. Specifikacije

Velikost glave konice		Premer 14 mm
Tehnologija		Polnilna glava za zračni vakuum
Moč		Enosmerni tok 12 V, 0,2 A
Delovanje in varnost		Glejte navodila v priročniku
Klasificiran standard		IEC 60601-2-57:2011
Skupina tveganja		Izvezeto
Velikost embalaže		Višina 9 in, širina 9 in, globina 5,2 in 180 x 180 x 100 mm
Teža sistema		110 gr.
Temperatura	Delovna	10 °C do 35 °C
	Skladiščenja	−40 do +70 °C
Relativna vlažnost	Delovna	30 do 75 % relativna vlažnost
	Skladiščenja	10 do 90% relativna vlažnost
Adapter		Model: KSA24A1200150HU
Nazivni		100–240 V; 50–60 Hz; 0,5 A

Home Skinovations Ltd. zastrzega prawa do wprowadzania zmian w produktach lub specyfikacjach w celu poprawy wydajności, niezawodności lub wytwarzania. Informacja przekazywana przez Home Skinovations Ltd. jest według najlepszej wiedzy dokładna i wiarygodna w chwili publikacji. Nimenij, Home Skinovations Ltd. nie przyjmuje odpowiedzialności za jej wykorzystanie. Za jej sprawą nie są udzielane żadne licencje bądź uprawnienia do praw patentowych Home Skinovations Ltd.

Bez pisemnej zgody Home Skinovations Ltd., żadna część niniejszego dokumentu nie może być reprodukowana ani przekazywana w jakiegokolwiek formie, elektronicznej bądź mechanicznej dla jakichkolwiek celów. Dane mogą podlegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia

Home Skinovations Ltd. posiada patenty, wnioski patentowe, znaki towarowe, prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej obejmujące treść niniejszego dokumentu. Przekazanie niniejszego dokumentu nie nadaje żadnych licencji do tychże patentów, znaków towarowych, praw autorskich i innych praw własności intelektualnej, o ile nie są one przekazane w sporządzonej na piśmie umowie z Home Skinovations Ltd.

Specyfikacje podlegać zmianom bez wcześniejszego powiadomienia.

Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL info@silkn.com www.silkn.eu, www.silkn.com

Treść:

1. Co to jest Revit™?	72
2. Opis urządzenia Revit™	73
3. Zawartość opakowania Revit™	73
4. Zastosowanie Revit™	74
5. Bezpieczeństwo Revit™	74
5.1 Kiedy należy skonsultować się z lekarzem przed użyciem Revit™?	74
6. Zasady ostrożności - Jako bezpiecznie korzystać z Revit™?	75
6.1 Unikanie komplikacji po użyciu Revit™	75
7. Obniżenie ryzyka obrażeń	75
8. Jak korzystać z Revit™	76
8.1 Ustawienia Revit™	76
8.2 Pierwsze użycie Revit™	76
9. Czego oczekiwać po pielęgnacji Revit?	77
10. Po zastosowaniu Revit™	78
11. Obsługa Revit™	78
11.1 Czyszczenie Revit™	78
11.2 Wymiana Główki	78
11.3 Wymiana filtra	79
12. Rozwiązywanie problemów	78
13. Obsługa klienta	79
14. Specyfikacja	80
15. Oznaczenia	80

Przed pierwszym użyciem Revit™ prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym podręcznikiem użytkownika. Należy zwracać szczególną uwagę na procedury użycia i obsługi urządzenia oraz procedury po użyciu.

Prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi ostrzeżeniami i środkami bezpieczeństwa przed użyciem urządzenia Revit™ i ich ścisłe przestrzeganie.

Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 roku życia a przez osoby upośledzone sensorycznie bądź umysłowo, bądź przez osoby nieposiadające właściwego doświadczenia i wiedzy, o ile zostały przeszkolone w bezpiecznym użyciu urządzenia z pełnym zrozumieniem występującego ryzyka.



Urządzenie nie może służyć do zabawy dzieciom.



Czyszczenie i obsługa urządzenia nie może być wykonywana przez dzieci bez opieki.

1. Co to jest Revit™?

Revit™ to dwufunkcyjne urządzenie lecznicze łączące dermabrazję przez złuszczenie głowicą ze stymulacją próżniową.

Złuszczenie głowicą


- Delikatne złuszczenie bez ścierania zapewniające gładki i jędrny naskórek.

Stymulacja próżniowa

- Umożliwia stymulację dla uzyskania gładszego i młodszego wyglądu cery.
- Poprawia tonację cery, fakturę i jędrność.
- Zmniejsza ekspozycję plamek starczych.
- Zmniejsza ekspozycję zmarszczek wokół oczu.
- Gładsza cera.

2. Opis urządzenia Revit™

Urządzenie do dermabrazji Revit™ składa się z 3 GŁÓWKI ŚCIERAJĄCE (A) połączone z GUMOWANYM UCHWYTEM (B) za pomocą WYMIENNEGO FILTRA (C), zamontowanego na SZYJCIE (D), ZAWORÓW POWIETRZNYCH (E) umieszczonych na OBUDOWIE (F) oraz PRZECISKU WŁĄCZAJĄCEGO (G), który reguluje również siłę zasysania umieszczonego na tyle obudowy (H) Kabel zasilacza podłączyć u dołu urządzenia.



3. Zawartość opakowania

W opakowaniu Revit™ znajdują się następujące części:

- Urządzenie do dermabrazji Revit™
- Dwie dodatkowe główki zbierające wielorakiego zastosowania
- Pakiet filtrów do wymiany
- Zasilacz i kabel zasilania
- Podręcznik użytkownika


Przeznaczenie Revit™

Urządzenie Revit™ służy do samodzielnego wykonywania zabiegów złuszczenia naskórka, dla uzyskania świeższego wyglądu cery. Revit™ jest również zaprojektowany do stymulacji skóry i aktywowania produkcji kolagenu w celu likwidacji i ukrycia zmarszczek i kresek.

4. Przeznaczenie Revit™

Urządzenie Revit™ służy do samodzielnego wykonywania zabiegów złuszczenia naskórka, dla uzyskania świeższego wyglądu cery. Przeznaczone jest do pielęgnowania:

- Starzejącej się skóry twarzy i szyi
- Kresiek - zmarszczek mimicznych
- Zmarszczek wokół oczu
- Przebarwień skóry
- Plamek i blizn
- Skóry wiotkiej i uszkodzonej słońcem



5. Zasady bezpieczeństwa

5.1 Kiedy przed użyciem Revit™ należy skonsultować się z lekarzem?

Występują okoliczności, gdy użycie Revit™ jest tymczasowo niewskazane i może wymagać porady lekarskiej. Proszę sprawdzić czy któreś z niżej wymienionych ma zastosowanie:

- Niezdiagnozowane zmiany patologiczne
- (Niedawna) Opryszczka
- Brodawki
- Oparzenia słoneczne
- Trądzik różowaty
- Niestabilna cukrzyca
- Zaburzenia układu odpornościowego (immunologicznego)
- Rak skóry
- Zmiany naczyniowe
- Zążywanie doustnych leków przeciw krzepnięciu

6. Środki ostrożności - Jak bezpiecznie korzystać z Revit™

Zaleca się rozpoczęcie pielęgnacji z wykorzystaniem najmniejszej główki, ustawionej w trybie Zasysania Częściowego, na niewielkim obszarze skóry. Jeżeli nie występują żadne niepożądane reakcje, można rozpocząć pielęgnację całych obszarów skóry, ale nadal przy zastosowaniu najmniejszej główki w trybie częściowego zasysania. Jeżeli i teraz nie występują niepożądane reakcje, można użyć pozostałych główek i trybu Pełnego Zasysania.

6.1 Unikanie komplikacji po użyciu Revit™

- Należy unikać wystawiania na słońce świeżo pielęgnowanych obszarów!
- Aby zabezpieczyć świeżo pielęgnowaną skórę przed słońcem, należy stosować filtr SPF 30 lub silniejszy.
- Skóra musi być umyta i osuszona przed użyciem Revit™.
- Nie używać Revit™ na sutkach ani genitaliach (czy to męskich czy żeńskich).
- Nie używać Revit™ do jakichkolwiek celów innych niż złuszczenie naskórka.
- Zabezpieczyć przed dziećmi. Nie używać Revit™ dla dzieci ani nie pozwalać dzieciom na użycie.

7. Ograniczanie ryzyka uszkodzenia ciała

Podobnie jak wobec wszelkich urządzeń elektrycznych, odpowiednie środki ostrożności obowiązują podczas korzystania z Revit™. Revit™ jest urządzeniem elektrycznym. Należy trzymać z dala od wody i nie wolno używać urządzenia wilgotnego bądź mokrego.



Nie wyląwiać Revit™, jeżeli wpadło do wody. Natychmiast odłączyć zasilanie (wyrwać wtyczkę ze ściany)!



Nie demontować Revit™ ani nie naprawiać samodzielnie.

Próba otwierania Revit™ może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia i utraty gwarancji. Urządzenie można rozmontowywać tylko w celu wymiany filtra! (instrukcja wymiany filtra w rozdziale 11.3)

- Nie wolno pozostawiać podłączonego do zasilania Revit™ bez dozoru.
- Nie wolno używać Revit™ jeżeli uszkodzony jest kabel zasilający lub wtyczka. Kabla nie wolno zbliżać do silnie rozgrzanych powierzchni.
- Nie używać Revit™ jeżeli z urządzenia wydobywa się dym bądź czuć swąd spalenizny.
- Nie używać Revit™ jeżeli zatkany jest któryś z zaworów uchwytu.
- Nie używać Revit™ jeżeli jakkolwiek część jest pęknięta, nadłamana lub odpada.
- Przed czyszczeniem wyłączyć zasilanie Revit™.
- Nie używać Revit™ z żadnymi akcesoriami bądź elementami nie zalecanymi przez Home Skinovations Ltd.
- Revit™ może być używany tylko z własnym zasilaczem.
- Nie wkładać żadnych przedmiotów do urządzenia Revit™.

8. Jak korzystać z Revit™

8.1 Ustawienia Revit™

- Wyjąć urządzenie i inne komponenty z pudełka.
- Wybrać pożądaną główkę: Grubą - silnie złuszczejącą, Średnią - do łagodniejszej pielęgnacji, Cienką - do delikatnych "prac wykończeniowych". Instrukcja wymiany główki w rozdziale 11.2.

Uwaga: zalecamy rozpoczęcie użytkowania od cienkiej główki!

- Wetknąć kabel zasilania Revit™ w gniazdo urządzenia.
- Włączyć drugi koniec kabla do gniazdka w ścianie.

Revit™ jest teraz gotowe do użycia.

8.2 Pierwsze użycie Revit™


Skóra w miejscach poddawanych zabiegowi musi być czysta, sucha i wolna od wszelkich pudrów, antyperspirantów i dezodorantów.

1. Przycisnąć PRZYCISK WŁĄCZAJĄCY krótko, jednokrotnie. Urządzenie jest ustawione w trybie Zasywania Częściowego.
2. Uchwycić urządzenie silnie za UCHWYT w taki sposób aby dłoń nie zatykała zaworów powietrznych.
3. Aby zwiększyć siłę zasywania przycisnąć PRZYCISK WŁĄCZAJĄCY jednokrotnie, co włączy tryb Zasywania Pełnego.
4. Przyłożyć GŁÓWKĘ ŚCIERAJĄCĄ do skóry tak, aby powierzchnia skóry pod główką była równa, a GŁÓWKĄ miała pełen kontakt ze skórą.

Pokrywanie obszarów skóry

■ Szyja

Zalecamy rozpoczęcie ze zmniejszoną siłą zasywania i podniesienie jej dopiero po kilku razach, zależnie od odczuwanego poziomu komfortu i wrażliwości skóry. Na szyi najskuteczniejsze są krótkie ruchy w dół.




■ Czoło, policzki i szczeka

Zalecamy rozpoczęcie ze zmniejszoną siłą zasywania i podniesienie jej dopiero po kilku razach, zależnie od odczuwanego poziomu komfortu i czułości skóry. Przesuwać zdecydowanie od środka na boki i w kierunku włosów. Prowadzić dalej w stronę twarzy.



■ Okolice oczu i nosa

Zalecamy rozpoczęcie ze zmniejszoną siłą zasywania i podniesienie jej dopiero po kilku razach, zależnie od odczuwanego poziomu komfortu i czułości skóry. W okolicach brwi wykonywać krótkie pchnięcia w górę omijając wrażliwe powieki. Kontynuować w stronę nosa, dociskając w dół wokół krzywej nosa i linii kości policzkowej.



9. Czego oczekiwać po pielęgnacji Revit™?

Podczas użycia Revit™ normalne są odczucia i doświadczenia takie jak:

- **Dźwięk zasywania** - pompa ssąca emituje szum. To jest normalny objaw.
- **Delikatne zaczerwienienie lub zaróżowienie** – W trakcie i po sesji zabiegowej przy użyciu Revit™ można zauważyć lekkie zaróżowienie skóry. Jednak jeżeli na skórze pojawia się silne zaczerwienienia, należy zrobić 48 godzinną przerwę. Jeżeli skóra nadal wykazuje nadwrażliwość po 48 godzinach, należy zaprzestać używania Revit.

10. Po zastosowaniu Revit™

- Po zakończeniu sesji z Revit™, wyłączyć urządzenie krótkim przyciśnięciem PRZYCISKU WŁĄCZAJĄCY jeżeli pracuje w trybie Pełnego Zasysania, lub dwukrotnym, jeżeli pracuje w trybie Częściowego Zasysania.
- Odłączyć kabel zasilający z gniazdka elektrycznego.
- Zaleca się sprawdzenie wymiennego filtra co kilka sesji, gdyż może zostać zatkany zebraniem startym naskórkiem. GŁÓWKĘ ŚCIERAJĄCĄ należy okresowo czyścić.
- Po wyczyszczeniu zaleca się przechowywanie urządzenia Revit™ w oryginalnym opakowaniu, z dala od wody.

11. Obsługa Revit™

11.1 Czyszczenie Revit™

- Zaleca się czyszczenie urządzenia Revit™, w w szczególności GŁÓWKĘ ŚCIERAJĄCĄ.
- Przed czyszczeniem wyłączyć zasilanie Revit™.
- Obudowę zewnętrzną wytrzeć suchą, czystą szmatką.
- Aby oczyścić wnętrze GŁÓWKI, ją (wraz z UCHWYTEM) zdjąć z SZYJKI ostrożnie i bez szarpania trzymając za UCHWYT. Teraz można już czyścić GŁÓWKĘ.
- GŁÓWKĘ można wymyć za pomocą miękkiej szczotki ciepłą wodą z mydłem. Dokładnie wysuszyć.
- Nałożyć GŁÓWKĘ z powrotem na SZYJKĘ obudowy tak, aby dobrze pasowała.

11.2 Wymiana GŁÓWKI

Jeżeli potrzebna jest główka inna niż właśnie zamontowana, można ją wymienić w następujący sposób.

- Zdjąć GŁÓWKĘ (wraz z UCHWYTEM) z SZYJKI urządzenia ostrożnie i bez szarpania trzymając za UCHWYT.
- Nałożyć wybraną GŁÓWKĘ z na SZYJKĘ obudowy dociskając delikatnie UCHWYT, tak, aby dobrze pasował. Urządzenie jest gotowe do użytku z nową główką.

11.3 Wymiana filtru

- Aby wymienić filtr, zdjąć UCHWYT z SZYJKI obudowy. Wyjąć filtr z wnętrza SZYJKI i wyrzucić. Wymienić na nowy wzięty z opakowania i ostrożnie włożyć do SZYJKI.
- Nałożyć GŁÓWKĘ z powrotem na SZYJKĘ obudowy tak, aby dobrze pasowała.
- Nigdy nie zanurzać Revit™ ani żadnych jego części w wodzie!
- Po osiągnięciu kresu życia urządzenie powinno zostać właściwie utylizowane. Pozwala to na odzyskanie

surowców wtórnych i zmniejsza zanieczyszczenie środowiska naturalnego.

- Urządzenie należy oddać w punkcie zwrotu odpadów elektronicznych.

12. Rozwiązywanie problemów

“Mój Revit™ nie startuje”

- Upewnij się, że kabel zasilający jest podłączony do urządzenia Revit™
- Upewnij się, że kabel zasilający jest podłączony do gniazdka elektrycznego na ścianie.

“Zasysanie jest słabe”

- Upewnić się, że kontakt ze skórą jest równy, a urządzenie mocno przyciskane do skóry.
- Upewnić się czy pracuje w trybie PEŁNEGO ZASYSANIA. Aby to sprawdzić, krótko wcisnąć PRZYCISK WŁĄCZAJĄCY. Jeżeli zasysanie stało się silniejsze, tzn. że poprzednio urządzenie pracowało w trybie zasysania częściowego.
- Palce nie mogą zatykać ZAWORÓW POWIETRZNYCH. Zasysanie jest słabe pomimo iż powietrze nie przedostaje się do układu.
- Upewnić się, że WYMIENNY FILTR jest właściwie ułożony wewnątrz SZYJKI.
- Upewnić, że WYMIENNY FILTR nie jest zatłoczony przez pył złuszczonego naskórka. Jeżeli tak jest, wymienić filtr zgodnie z opisem w rozdziale 11.3

13. Obsługa klienta

Szczegółowe informacje o produktach Silk'n™ można znaleźć na lokalnej stronie internetowej Silk'n™, www.silkn.eu lub www.silkn.com.

W przypadku uszkodzenia lub konieczności naprawy, czy też wszelkiej innej pomocy, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta Silk'n™, pod adresem: info@silkn.com.

Klienci z USA i Kanady: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com

Klienci z innych krajów: info@silkn.com

14. Specyfikacja

Rozmiar główki		Średnica 14 mm
Technologia		Główka próżniowa
Zasilanie		12V DC 0.2A
Obsługa i bezpieczeństwo		por. instrukcje podręcznika
Norma		IEC 60601-2-57:2011
Grupa ryzyka		Wyłączone
Rozmiar opakowania		Wys 9 cal, Szer 9 cal, Głęb. 5.2 cal 180x180x100mm
Waga systemu		110 gr.
Temperatura	Obsługa	Od 10°C do 35°C
	Przechowywanie	-40 do +70 do
Względna wilgotność	Obsługa	30 to 75% RH
	Przechowywanie	10 to 90% RH
Zasilacz		Model: KSA24A1200150HU
Klasa		100-240V; 50-60Hz; 0.5A

15. Labeling



Class II equipment



WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment



CE Mark



Do not use this appliance in a wet surrounding

Degree of protection against ingress water: ordinary

This device is not suitable for use in the presence of flammable anesthetic mixture with air or with Oxygen or Nitrous Oxide.

PB106700A




HomeSkinovations™
info@silkn.com
www.silkn.com